

GIBAUD

Orthopédie




CATALOGUE SUISSE 2026 - 2027




ARTICULATIONS & DOS

PRISE DE MESURES




A Collier cervical

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale sous le menton.
- Regard horizontal.




B Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.




C Distance épaule à épaule

Mesurer la distance de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).




D Circonférence de la poitrine

Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).




E Circonférence du thorax

- Homme: mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
- Femme: mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).




F Circonférence du thorax + humérus

Mesurer la circonférence du thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).




G Circonférence du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.




H Longueur de la main

Mesurer la longueur entre le poignet et l'extrémité du doigt lésé.




I Longueur cuisse/mollet

Mesurer la longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet.




J Circonférence de la cuisse

Mesurer la circonférence à 20 cm au-dessus de la rotule.




K Circonférence de la cuisse

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre du genou.




L Circonférence du genou

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.




M Circonférence cuisse & mollet

- Mesurer :
- La circonférence 15 cm au-dessus du centre de la rotule.
 - La circonférence 15 cm en dessous du centre de la rotule.




N Circonférence genou & cuisse

- Mesurer :
- La circonférence du genou.
 - La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.



O Circonférence de l'avant-bras


Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.



P Circonférence de la cheville

Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

SOMMAIRE



GROUPE INNOTHERA

NOTRE ADN

Depuis plus d'un siècle, **INNOTHERA**, entreprise familiale française et indépendante, œuvre chaque jour pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par des maladies du quotidien.

Notre indépendance et nos valeurs nous guident dans chaque étape de notre développement : une approche pragmatique et rigoureuse, ancrée dans une recherche constante de qualité, d'innovation et de rigueur scientifique.

Notre richesse réside dans nos collaborateurs : leur engagement et leurs compétences sont les moteurs de notre réussite. Ensemble, nous bâtissons un avenir fondé sur la confiance et le respect de nos valeurs, en restant solidement ancrés dans nos territoires.

NOS AIRES THÉRAPEUTIQUES



INNOTHERA est engagée à améliorer la prise en charge des problèmes de santé du quotidien à travers plusieurs aires thérapeutiques essentielles :

- **Préservation du mouvement** : en expert de la Compression Veineuse Élastique, de l'Orthopédie et de la Podologie, nous offrons des solutions permettant de préserver la mobilité et de soulager les troubles liés à l'insuffisance veineuse. Nos dispositifs sont conçus pour allier efficacité, confort et esthétique, répondant aux besoins de tous les patients.
- **Santé de la femme** : nous proposons des traitements qui répondent aux besoins spécifiques des femmes, en particulier en gynécologie, dans la prévention de l'anémie, dans la prise en charge de l'ostéoporose, ainsi que des solutions contraceptives alternatives.
- **Affections saisonnières** : nous offrons des solutions adaptées aux soins courants, permettant le traitement des infections respiratoires et intestinales.
- **Hygiène et soins quotidiens** : nos innovations en matière d'hygiène sont destinées aux milieux hospitaliers et pour le maintien à domicile, améliorant ainsi la sécurité, la dignité et le confort des patients tout en limitant les risques d'infection.

INNOTHERA fournit des réponses concrètes et adaptées aux besoins de santé de millions de personnes au quotidien.

Cher(e)s partenaires,

Depuis 112 ans, **INNOTHERA**, entreprise française indépendante, développe, fabrique et commercialise des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits d'hygiène avec une mission clairement affichée : améliorer progressivement et continûment le traitement des pathologies du quotidien, partout dans le monde.

Dans cet esprit, l'union entre **INNOTHERA** et **GIBAUD®** permet de vous proposer dans ce catalogue une offre de dispositifs médicaux orthopédiques spécialement dédiée au marché suisse.

Avec ce nouveau catalogue GIBAUD SUISSE 2026-2027, nous avons le privilège de vous présenter notre nouveau distributeur GIBAUD en Suisse et au Liechtenstein :

Avec la maison **F. UHLMANN-EYRAUD SA** à Lenzbourg, nous sommes très heureux d'avoir pu gagner un partenaire helvétique réputé qui, à l'instar de GIBAUD et d'INNOTHERA en France, est une société familiale, forte d'une histoire centenaire dans le domaine de la santé et de la pharmacie. Dotée d'une force commerciale établie, avec laquelle vous êtes déjà en relation, nous nous réjouissons d'une exposition accrue et de nouvelles perspectives de développement en Suisse pour la marque GIBAUD.

Je veux donc vous remercier pour notre collaboration actuelle et à venir, pour cet engagement commun que nous partageons ensemble avec passion : la quête d'une meilleure santé pour tous.

Je vous remercie de votre confiance.

Bien à vous

Arnaud Gobet



Arnaud Gobet

Président du
Groupe INNOTHERA

ACCOMPAGNEMENTS SUR LES PRODUITS **GIBAUD**

RENFORCEZ VOS
CONNAISSANCES...

CONSEILS **CHEZ VOUS**

Formations dans votre officine par votre délégué(e)*, adaptées à vos besoins et à vos objectifs de développement.

(* selon accord de partenariat)

Contactez
votre délégué(e)

DIFFÉRENTS THÈMES

- Le catalogue GIBAUD comme aide à la délivrance
- Les produits phares
- La ceinture lombaire
- La reprise d'activité
- La maternité
- L'entorse
- La vente associée



... **Mobilisez** votre équipe, **fidélisez** vos patients

DÉVELOPPER L'ORTHOPÉDIE EN PHARMACIE

GAGNEZ EN **EXPERTISE**

ORTHO
phar
ORGANISME DE FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE ET POSTGRADE FPH

DÉVELOPPER
L'ORTHOPÉDIE
EN PHARMACIE



Depuis 2018, **Orthophar** est votre partenaire en Suisse pour les formations spécialisées en orthopédie d'officine au Centre de conférence AQUATIS à Lausanne (Vennes).

Consultez le programme détaillé, les dates et le formulaire d'inscription



2 MODULES

- **Module 1** : Compétences essentielles et bonne délivrance
- **Module 2** : Notions complémentaires et atelier pratique

1 jour = 50 points FPH



et boostez **vos délivrances** et votre notoriété !

SITE INTERNET GIBAUD




www.gibaud.ch



- Notre mission
- Nos expertises
- Nos produits
- Nous connaître
- Le catalogue en ligne
- Les formations (FPH)

ORTHO
ORGANISME DE FORMATION CONTINUE

Découvrez + d'infos





COU

COLLIERS CERVICAUX C1 P.9

ARBRE DÉCISIONNEL **COU**

QUELLE SITUATION ?

AIGU - URGENT

**CHRONIQUE -
PRÉVENTION**

RESTRICTION MODÉRÉE
(SOUTIEN)



P.9

**COLLIERS
C2**

RESTRICTION FAIBLE
(SOUTIEN)



P.9

**COLLIERS
C1**

RESTRICTION MODÉRÉE
(SOUTIEN)



P.9

**COLLIERS
C2**

RESTRICTION FAIBLE
(SOUTIEN)



P.9

**COLLIERS
C1**

Extension traumatique du cou.

Arthrose de la colonne cervicale.

Hernie discale cervicale.

COLLIERS CERVICAUX C1 - SOUPLES - AVEC HOUSSE DE PROTECTION

RESTRICTION FAIBLE



Collier cervical

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale sous le menton.
- Regard horizontal.

INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.
- Arthrose de la colonne cervicale.

Réf. UHLMANN	Réf. GIBAUD	Coloris	Taille	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur	Haut.	EAN	PHARMACODE
18493	6625		0	JUNIOR 28 - 34	6 cm	3322541024152	6270887
18496			1	29 - 34	7,5 cm	3322541024169	6270893
18497	6626		2	35 - 40		3322541024176	6270901
18495			3	41 - 46		3322541024183	6270918
18494			4	47 - 52		3322541024190	6270924
18499		Gris	1	29 - 34	8,5 cm	3322541024206	6270930
18501	6627		2	35 - 40		3322541024213	6270947
18500			3	41 - 46	3322541024220	6270953	
18498			4	47 - 52	3322541024237	6270976	
18504			1	29 - 34	9,5 cm	3322541024244	6270982
18505	6628	2	35 - 40	3322541024251		6270999	
18503		3	41 - 46	3322541024268		6271007	
18502			4	47 - 52		3322541024275	6271013

LIMA : 22.12.01.00.1

COLLIERS CERVICAUX C2 ÉVOLUTIFS - PLAQUE AMOVIBLE SEMI-RIGIDE

RESTRICTION MODÉRÉE



Collier cervical

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale sous le menton.
- Regard horizontal.

INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.
- Arthrose de la colonne cervicale.

ATOUTS

- Housse de protection amovible.
- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.
- Renfort polypropylène amovible = plaque semi-rigide.

Réf. UHLMANN	Réf. GIBAUD	Coloris	Taille	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur	Haut.	EAN	PHARMACODE
18508			1	29 - 34	7,5 cm	3322541024534	6271036
18509	6636		2	35 - 40		3322541024541	6271042
18507			3	41 - 46		3322541024558	6271059
18506				4	47 - 52		3322541024565
18511		Gris	1	29 - 34	8,5 cm	3322541024572	6271071
18513	6637		2	35 - 40		3322541024589	6271088
18512			3	41 - 46	3322541024596	6271094	
18510			4	47 - 52	3322541024602	6271102	

LIMA : 22.12.02.00.1

NOTES

.....

.....

.....

.....



ÉPAULE

GILET DE SÉRIE P.12

ARBRE DÉCISIONNEL ÉPAULE

QUELLE SITUATION ?

AIGU - URGENT

CHRONIQUE - PRÉVENTION

IMMOBILISATION
RELATIVE



P.12

**GILET
DE SÉRIE
BLOCAGE D'ÉPAULE**

SOUTIEN



P.13

**BANDOULIÈRE
À POCHE**

SOUTIEN



P.13

**BANDOULIÈRE
À BRETELLE**

Réparations.

Lésions des tissus mous.
Instabilités.
Traumatismes de l'épaule.

Après un traumatisme.

Avant/après une intervention
chirurgicale.
Soutien d'un plâtre ou d'orthèse.

Après un traumatisme.

Avant/après une intervention
chirurgicale.
Soutien d'un plâtre ou d'orthèse.

GILET DE SÉRIE - BLOCAGE D'ÉPAULE

IMMOBILISATION



f Circonférence du thorax + humérus

Mesurer la circonférence du thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).

INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants :

- Avant ou après une intervention.
- Réparations/lésions de tissus mous.
- Instabilités/traumatismes de l'épaule.

ATOUT

Fermetures auto-agrippantes.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille unique (circonférence du thorax sous la poitrine + humérus maxi. 130 cm)	EAN	PHARMACODE
18469	6452	Noir	1	3322547811329	2637003

LiMA : 22.09.01.00.1

GILET DE SÉRIE - BLOCAGE D'ÉPAULE

IMMOBILISATION



f Circonférence du thorax + humérus

Mesurer* la circonférence du thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).

* Lors de la prise de mesure, si le résultat est proche de la limite supérieure, nous vous recommandons de choisir la taille au-dessus.

INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants :

- Instabilités/traumatismes de l'épaule.
- Avant ou après une intervention chirurgicale.
- Réparations/distensions des tissus mous.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du thorax sous la poitrine + humérus en cm	EAN	PHARMACODE
18424		Noir	0 JUNIOR	< 45	3322541008060	4791406
18423			1 JUNIOR	45 - 55	3322541008077	4791398
18422	4209		2	55 - 75	3322541008084	4791381
18421			3	75 - 95	3322541008091	4791375
18420			4	95 - 115	3322541008107	4791369
18425		5	115 - 135	3322541008114	4791412	

LiMA : 22.09.01.00.1

NOTES

.....

.....

.....

.....

BANDOULIÈRE À POCHE

SOUTIEN



3 Circonférence du thorax

- Homme: mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
- Femme: mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien du bras, notamment dans les cas suivants:

- Après un traumatisme et avant ou après une intervention chirurgicale.
- Soutien d'un plâtre ou d'une attelle.

ATOUTS

- Facilité de mise en place : réglage par boucle coulissante.
- Soutient le bras.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN	PHARMACODE
18476		Noir	1	60 - 80	3322546048078	5922460
18477	6507		2	80 - 100	3322546048146	5922448
18475			3	100 - 120	3322546048221	5922431
18474			4	120 - 140	3322541008428	5922483

LIMA : 05.10.03.00.1

BANDOULIÈRE À BRETELLE

SOUTIEN



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien du bras, notamment dans les cas suivants:

- Après un traumatisme et avant ou après une intervention chirurgicale.
- Soutien d'un plâtre ou d'une attelle.

ATOUT

- Soutien le bras.
- Réglable.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille unique	EAN	PHARMACODE
18492	6612	Noir	1	3322541022868	6041543

LIMA : 05.10.02.00.1

NOTES



DOS

LOMBOGIB® D6 P.18

GIBAUD

ARBRE DÉCISIONNEL DOS

QUELLE SITUATION ?

CHRONIQUE - PRÉVENTION (OU LORS DES PHASES AIGÜES)

RESTRICTION DU MOUVEMENT
(SOUTIEN LOMBAIRE)



P.16

**LOMBOGIB®
FINESSE**

Station debout
ou assise prolongée,
port à même la peau.


Douleurs musculaires lombaires (lumbago).
Sciaticque.
Lésions lombosacrées.
Douleurs lombaires chroniques.



P.20

**LOMBOGIB®
PROGRESSIV**

Simple serrage : Station debout
ou assise prolongée.
Double serrage :
Activité nécessitant un
maintien renforcé.



P.17

**LOMBOGIB®
DOUBLE ACTION**

Travaux de force,
solicitation forte.

**Douleurs musculaires
lombaires (lumbago).**
Sciaticque.
Lésions lombosacrées.
Douleurs lombaires
chroniques.

RESTRICTION DU
MOUVEMENT
(SOUTIEN LOMBAIRE)

SOUTIEN
(SACRO-ILIAQUE &
SUPRAPUBIQUE)



P.18

**LOMBOGIB®
BB**

Femme enceinte.

**Douleurs
lombaires liées
à la grossesse.**

PRÉSERVATION
DE LA CHALEUR



P.19

**CEINTURE
CHALEUR**

**Douleurs
lombaires.**

SOUTENIR LA POSTURE

ASSISE OU DEBOUT PROLONGÉE
& PATIENTS HYPERLORDOSÉS

GIBAUD SOULAGE LA DOULEUR

Découvrez la ceinture qui apaise le mal de dos tout en vous accompagnant au quotidien.



VIDÉO
DE MISE EN PLACE



LOMBOGIB® FINESSE

BREVET DÉPOSÉ

TISSU FIN
ET LÉGER

BALEINAGE
EN V BREVETÉ



STATION ASSISE OU DEBOUT PROLONGÉE



B Circonférence
de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

ATOUTS

- Tissu fin et léger pour un meilleur confort.
- Port sous ou sur les vêtements.
- Coussin lombaire amovible si patient peu lordosé.

Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
26 cm	18571	6748	Bleu	0	66 - 80	3322541073600	1098542
	18573			1	80 - 90	3322541073617	1098543
	18575			2	90 - 100	3322541073624	1098545
	18574			3	100 - 110	3322541073631	1098546
	18576			4	110 - 125	3322541073648	1098547
	18572			5	125 - 140	3322541073655	1098548

LiMA : 22.14.02.00.1

Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
21 cm	18578	6749	Bleu	0	66 - 80	3322541073662	1098549
	18580			1	80 - 90	3322541073679	1098551
	18581			2	90 - 100	3322541073686	1098552
	18582			3	100 - 110	3322541073693	1098553
	18579			4	110 - 125	3322541073709	1098554
	18577			5	125 - 140	3322541073716	1098555

LiMA : 22.14.02.00.1

RÉDUCTION DES CONTRAINTE SUR LES LOMBAIRES

LORS DES MOUVEMENTS
DE FLEXION ET EXTENSION

Découvrez la ceinture qui accompagne
le mouvement.



VIDÉO
DE MISE EN PLACE



LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

BREVET DÉPOSÉ

PASSE-DOIGTS
BREVETÉS

BALEINAGE
EN V BREVETÉ

SERRAGE FACILE
DOUBLE SERRAGE



TRAVAUX DE FORCE, SOLlicitATION FORTE



3 Circonférence
de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombo-sacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

ATOUTS

- Coussin haut matelassé breveté.
- Coussin amovible si patient peu lordosé.
- Double-serrage : larges doubles sangles pour une adaptation du serrage en fonction des besoins.
- Passe-doigts brevetés ergonomiques.

Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
26 cm	18521	6658	Bleu	0	70 - 80	3322541035363	6665829
	18522			1	80 - 90	3322541035370	6665835
	18524			2	90 - 100	3322541035387	6665841
	18525			3	100 - 110	3322541035394	6665858
	18523			4	110 - 125	3322541035400	6665864
	18520			5	125 - 140	3322541035417	6665870
LIMA : 22.14.02.00.1							

Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
21 cm	18526	6667	Bleu	0	70 - 80	3322541038029	7000368
	18528			1	80 - 90	3322541038036	7000374
	18530			2	90 - 100	3322541038043	7000380
	18531			3	100 - 110	3322541038050	7000397
	18529			4	110 - 125	3322541038067	7000405
	18527			5	125 - 140	3322541038074	7000411
LIMA : 22.14.02.00.1							

SOUTENIR LE DOS DES FUTURES MÈRES



GIBAUD SOUTIENT VOS LOMBAIRES

Découvrez la ceinture lombaire légère et adaptable pour réduire les douleurs lombaires pendant la grossesse.

VIDÉO
DE MISE EN PLACE



ADAPTABLE À
L'ÉVOLUTION DE
LA GROSSESSE



LOMBOGIB® Bb

BREVET DÉPOSÉ

SOUTIEN LOMBAIRE POUR FEMME ENCEINTE



INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'un soutien sacro-iliaque et suprapubique, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs lombaires liées à la grossesse.

ATOUTS

- Soutient et réduit les douleurs lombaires liées à la grossesse.
- Sangles spécifiques luttant contre l'antéversion du bassin (hyperlordose).
- 2 bandeaux, avec gousset d'aisance élastique, adaptables à l'évolution de la grossesse, soutiennent le ventre sans le comprimer.



B Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
26 cm	18583	6750	Bleu	1	80 - 140	3322541073723	1127064
LIMA : 22.14.02.00.1							

LA CEINTURE CHALEUR EST UN DISPOSITIF MÉDICAL NON-INVASIF, NATUREL ET DURABLE



DOUCEUR
MÉRINOS

MODAL NATUREL
& RESPIRANT



CEINTURE CHALEUR

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR



B Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.



CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans le cas suivant :

- Douleurs lombaires.

ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Douce, respirante et confortable

Parce que la ceinture chaleur Gibaud enveloppe et préserve la chaleur corporelle, elle apaise les douleurs lombaires. Composée de laine Mérinos et de fibre Modal®, elle est douce, respirante et confortable.

Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
25 cm	18427	4292	Anthracite	S	61 - 75	3322541067326	7809767
	18429			M	75 - 90	3322541067333	7809768
	18428			L	90 - 105	3322541067340	7809769
	18426			XL	105 - 120	3322541067357	7809770
30 cm	18435	4297	Anthracite	M	75 - 90	3322541067524	7809775
	18437			L	90 - 105	3322541067531	7809776
	18434			XL	105 - 120	3322541067548	7809777
	18436			XXL	120 - 135	3322541067555	7809778
25 cm	18432	4293	Ecrû	S	61 - 75	3322541067364	7809771
	18433			M	75 - 90	3322541067371	7809772
	18431			L	90 - 105	3322541067388	7809773
	18430			XL	105 - 120	3322541067395	7809774

LOMBOGIB® PROGRESSIV



CONFIGURATION SIMPLE SERRAGE : STATION DEBOUT OU ASSISE PROLONGÉE

CONFIGURATION DOUBLE SERRAGE : ACTIVITÉ NÉCESSITANT UN MAINTIEN RENFORCÉ



Double serrage réglable avec lien de sécurité.

INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

ATOUTS

- Baleinage « en V » breveté.
- Tissu fin et ajouré.
- Double serrage réglable en hauteur et amovible pour s'adapter à l'activité.
- Double serrage avec lien de sécurité.



ⓑ Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
21 cm	18566	6745	Bleu	0	66 - 80	3322541073426	1098562
	18567			1	80 - 90	3322541073433	1098563
	18569			2	90 - 100	3322541073440	1098564
	18570			3	100 - 110	3322541073457	1098565
	18568			4	110 - 125	3322541073464	1098566
	18565			5	125 - 140	3322541073471	1098567
LiMA : 22.14.01.00.1							

VIDÉO DE MISE EN PLACE



NOTES

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



ABDOMEN THORAX

CEINTURE THORACIQUE P.23

ARBRE DÉCISIONNEL ABDOMEN / THORAX

QUELLE SITUATION ?

CHRONIQUE - PRÉVENTION
(OU LORS DES PHASES AIGÜES)

**AIGU -
URGENT**

RESTRICTION DU
MOUVEMENT



P.23

**BANDE
CEINTURE
ABDOMINALE**

COMPRESSION &
MAINTIEN



P.23

**CEINTURE DE
MAINTIEN
ÉLASTIQUE**

COMPRESSION &
SOUTIEN



P.23

**CEINTURES
THORACIQUES**

Élongation des muscles abdominaux
ou fragilité au niveau abdominal.

Fracture costale
et traumatisme
costal.

BANDE-CEINTURE ABDOMINALE

RESTRICTION DE MOUVEMENT



B Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

INDICATIONS

Sans dossard : pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen.

Avec dossard : pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression de l'abdomen et d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen (post-partum, post-opératoire) associée à : sciatique, lumbago/ douleurs lombaires.

ATOUTS

- Fermeture auto-agrippante.
- Renfort abdominal réglable.
- Réglages abdominal et lombaire dissociés.

Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
25 cm	18460			1	78 - 88	3322547076117	1572690
	18463			2	88 - 98	3322547076124	1572709
	18461	6364	Blanc	3	98 - 108	3322547076131	1572715
	18464			4	108 - 118	3322547076148	1572721
	18462			5	118 - 128	3322547295495	1887637

LiMA : 05.14.01.00.1

CEINTURE DE MAINTIEN ÉLASTIQUE

COMPRESSION ET MAINTIEN



B Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

INDICATIONS

Pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen.

ATOUTS

- Fermeture auto-agrippante réglable.
- Triple bande élastique.

Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
24 cm	18459			1	61 - 75	3322546363188	1184657
	18455			2	76 - 90	3322546363195	1184663
	18458	6193	Blanc	3	91 - 105	3322546363201	1185237
	18457			4	106 - 120	3322546363218	1184686
	18456			5	121 - 135	3322547295440	1887620

LiMA : 05.11.10.00.1

CEINTURES THORACIQUES

COMPRESSION ET SOUTIEN



B Circonférence du thorax

- Homme: mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
- Femme: mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien au niveau de la cage thoracique, notamment dans les cas suivants :

- Fracture costale.
- Traumatisme costal.

ATOUTS

- 3 bandes élastiques.
- Fermeture auto-agrippante.

♀	Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN	PHARMACODE
	24 cm	18452	6085	Blanc	1	70 - 95	3322546196755	1449825
		18451			2	95 - 120	3322546196762	1449831

Modèle femme - LiMA : 05.13.02.00.1

♂	Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN	PHARMACODE
	24 cm	18453	6098	Blanc	1	70 - 100	3322546330432	1158708
		18454			2	100 - 130	3322546330449	1158714

Modèle homme - LiMA : 05.13.02.00.1

MAIN

MANUGIB® TENDINITE P.27



ARBRE DÉCISIONNEL MAIN

QUELLE SITUATION ?

CHOC

AIGU - URGENT

PAS CHOC

CHRONIQUE - PRÉVENTION

TRAUMATOLOGIE

RHUMATOLOGIE

POUCE

ou Colonne de pouce

DOIGTS LONGS

POIGNET

**BASE DU
POUCE**

Articulation trapézo-
métacarpienne

**COLONNE
DU POUCE**

Irradiation le long
du radius

POIGNET



IMMOBILISATION



P.26



P.26

ENTORSE
MOYENNE

IMMOBILISATION



P.26

**MANUGIB®
TRAUMA
POIGNET-
POUCE**

**ATELLE
DOIGT
POIGNET**

**MANUGIB®
TRAUMA
POIGNET**

Tendinopathies, sevrage après immobilisation par plâtre, utilisation post opératoire, pouce du skieur, autres lésions des tissus mous.

Entorses, foulures, luxations, fractures stables.

Entorses & foulures légères à sévères, sevrage post immobilisation par plâtre, autres lésions des tissus mous.

PROTOCOLE
RHIZARTHROSE

IMMOBILISATION /
RESTRICTION



P.28

IMMOBILISATION RELATIVE /
RESTRICTION



P.27



P.27

**MANUGIB®
RHIZARTHROSE
FONCTION**

**MANUGIB®
DE QUERVAIN**

**MANUGIB®
TENDINITE**

Arthrose trapézo-
métacarpienne
du pouce.

Ténosynovite de De Quervain, lésion due à une surutilisation du poignet/pouce, autres lésions des tissus mous.

Tendinopathie du poignet, période de sevrage après immobilisation par plâtre, bursite, arthrite, autres lésions des tissus mous.

MANUGIB® TRAUMA POIGNET



IMMOBILISATION



C Circonférence
du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants:

- Entorses et foulures légères à modérées.
- Bursite.
- Sevrage après plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.
- Épicondylite.

ATOUTS

- Large éclisse palmaire adaptable.
- 3 sangles de serrage.
- Degré de liberté complet des doigts.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
18480		Noir	0D JUNIOR	11 - 13	3322541015747	5651305
18484			1D	14 - 16	3322544747904	5936841
18483			2D	17 - 19	3322544747911	5936864
18479	6508		3D	20 - 22	3322544747928	5936887
18481			0G JUNIOR	11 - 13	3322541015754	5651311
18485			1G	14 - 16	3322544747935	5936858
18482			2G	17 - 19	3322544747942	5936870
18478			3G	20 - 22	3322544747959	5936893

LiMA : 22.07.03.00.1

IMMOBILISATION
DES MOUVEMENTS
POIGNET & POUCEÉCLISSE
CONFORMABLE

MANUGIB® TRAUMA POIGNET-POUCE



IMMOBILISATION



C Circonférence
du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants:

- Traumatisme au niveau du poignet/pouce.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Utilisation post-opératoire.
- Pouce du skieur.
- Autres lésions des tissus mous.
- Lésion due à une surutilisation du poignet/pouce.
- Ténosynovite de De Quervain*.

* Tendinite du pouce

ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Éclisses amovibles conformables.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
18515		Bleu	0D JUNIOR	10 - 14	3322541029034	6623883
18519			1D	14 - 18	3322541029058	6623914
18517	6650		2D	18 - 22	3322541029072	6623937
18514			0G JUNIOR	10 - 14	3322541029041	6623908
18518			1G	14 - 18	3322541029065	6623920
18516			2G	18 - 22	3322541029089	6623943

LiMA : 22.07.03.00.1

IMMOBILISATION DES
DOIGTS LONGS

ATTELLE DOIGT POIGNET



IMMOBILISATION



Position intrinsèque



H Longueur
de la main

Mesurer la longueur entre le poignet et l'extrémité du doigt lésé.

INDICATIONS

Traumatismes des doigts longs pouvant bénéficier d'une immobilisation, notamment dans les cas suivants:

- Entorses.
- Luxations.
- Foulures.
- Fractures stables.

ATOUTS

- Éclisse adaptable selon préconisation médicale.
- Positionnement possible en dorsale ou palmaire suivant la localisation du traumatisme.
- Immobilisation en syndactylie: 2° avec le 3° doigt (en position dorsale) et 4° avec le 5° doigt (en position palmaire).

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Long. entre l'extrémité du doigt lésé et le poignet en cm	EAN	PHARMACODE
18489		Noir	1	< 13	3322541022721	5987732
18491	6610		2	13 - 17	3322541022738	5987749
18490			3	17 - 20	3322541022745	5987755
18488			4	20 - 23	3322541022752	5987761

LiMA : 22.06.04.00.1



MANUGIB® TENDINITE

RESTRICTION DE MOUVEMENT



6 Circonférence
du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants:

- Tendinopathie du poignet.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Bursite.
- Arthrite.
- Autres lésions des tissus mous.
- Foulures et entorses légères à modérées.

ATOUTS

- Pelote de confort comblant l'arche palmaire.
- Restriction des mouvements du poignet.
- Patte unique d'adaptation.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
18556		Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541040121	7207187
18559			2D	15,5 - 18	3322541040145	7207201
18557	6686		3D	18 - 21	3322541040169	7207224
18555			1G	13,5 - 15,5	3322541040138	7207193
18558			2G	15,5 - 18	3322541040152	7207218
18554			3G	18 - 21	3322541040176	7207230

LiMA : 22.07.01.00.1



MANUGIB® DE QUERVAIN

RESTRICTION DE MOUVEMENT



6 Circonférence
du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants:

- Ténosynovite de De Quervain*.
- Lésion due à une surutilisation du poignet/pouce.
- Autres lésions des tissus mous.
- Pouce du skieur.

ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- Éclisse latérale de maintien de la colonne du pouce.
- Pattes d'adaptation (du poignet et du pouce).

* Tendinite du pouce

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
18551		Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541040060	7207247
18553			2D	15,5 - 18	3322541040084	7207276
18550	6685		3D	18 - 21	3322541040107	7207299
18548			1G	13,5 - 15,5	3322541040077	7207253
18552			2G	15,5 - 18	3322541040091	7207282
18549			3G	18 - 21	3322541040114	7207307

LiMA : 22.07.01.00.1

NOTES

.....

.....

.....



MANUGIB® RHIZARTHROSE FONCTION

RESTRICTION DE MOUVEMENT



6 Circonférence du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATION

Arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.

ATOUTS

- Stabilisation du pouce jusqu'au poignet et préservation de la préhension en évitant les mouvements douloureux.
- Pattes d'adaptation (pouce et poignet).
- Doublure en maille polaire.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
18545	6683	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541039941	7207388
18547			2D	15,5 - 18	3322541039965	7207402
18543			3D	18 - 21	3322541039989	7207425
18544			1G	13,5 - 15,5	3322541039958	7207394
18546			2G	15,5 - 18	3322541039972	7207419
18542			3G	18 - 21	3322541039996	7207431

LiMA : 22.06.05.00.1

TISSU
COMPRESSIF

POIGNET DE MAINTIEN

COMPRESSION ET MAINTIEN



6 Circonférence du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une compression au niveau du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Foulures.
- Entorses bénignes.
- Autres lésions des tissus mous.

ATOUT

Le produit permet la compression du poignet.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
18447	5033	Noir	1	13 - 15	3322541011428	5159372
18448			2	15 - 17	3322541011435	5159389
18449			3	17 - 19	3322541011442	5159395
18450			4	19 - 21	3322541011459	5159403

LiMA : 05.07.10.00.1

BALEINE
EN ACIER

TISSU
COMPRESSIF

POIGNET-POUCE DE MAINTIEN

COMPRESSION ET MAINTIEN



6 Circonférence du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une compression et/ou d'un soutien léger du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants :

- Foulures.
- Autres lésions des tissus mous.

ATOUTS

- Le produit permet la compression du poignet.
- La baleine en acier permet de maintenir le poignet et le pouce.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
18443	5005	Noir	1	14 - 15	3322544685046	3532795
18444			2	16 - 17	3322544685053	3534162
18445			3	18 - 19	3322544685060	3534156
18442			4	19 - 21	3322544685077	3534133

LiMA : 05.07.01.00.1



COUDE

ELBOWGIB® P.31

ARBRE DÉCISIONNEL **COUDE**

QUELLE SITUATION ?

CHRONIQUE - PRÉVENTION (OU LORS DES PHASES AIGÜES)

MAINTIEN



P.31

ELBOWGIB®



P.31

TENNIS ELBOW

COMPRESSION



P.31

COUDIÈRE

Affections du coude telles que les épicondylites.

Épicondylite médiale et latérale.
Douleur et gonflement du coude.

ELBOWGIB®

BREVET DÉPOSÉ

COURBURE
BREVETÉE

SERRAGE



MAINTIEN



INDICATION

Pour les affections du coude telles que les épicondylites.

ATOUS

- La structure semi-rigide à double courbure brevetée est conçue pour éviter l'effet garrot et les deux pelotes de compression en silicone antiglisse contribuent au soulagement de la douleur.
- La sangle non élastique permet de serrer le bracelet d'une manière ferme mais confortable.



○ Circonférence de l'avant-bras

Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude en cm	EAN	PHARMACODE
18471		Gris	1	22 - 26	3322544632026	3596708
18472	6478		2	27 - 32	3322544632033	3596714
18470			3	33 - 38	3322544632057	3596720

LiMA : 22.08.06.00.1

2 PELOTES
EN MOUSSE



TENNIS ELBOW

MAINTIEN



INDICATION

Pour les affections du coude telles que les épicondylites.

ATOUT

Les deux pelotes de compression en mousse sont conçues pour soulager la douleur.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille unique	EAN	PHARMACODE
18446	5006	Noir		3322544685336	7829185

LiMA : 22.08.06.00.1

TEXTILE
COMPRESSIF

DOUX
& RESPIRANT



COUDIÈRE

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE



INDICATIONS

Pour les affections du coude pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Épicondylite médiale et latérale.
- Douleur et gonflement du coude.
- Instabilités du coude.

ATOUT

Tissu 3D compressif, doux et respirant.



○ Circonférence de l'avant-bras

Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence de l'avant-bras en cm	EAN	PHARMACODE
18561		Bleu	1	22 - 24	3322541068354	7793688
18563			2	24 - 26	3322541068361	7793689
18564	6728		3	26 - 28	3322541068378	7793690
18562			4	28 - 30	3322541068385	7793691
18560			5	30 - 32	3322541068392	7793692

LiMA : 05.08.06.00.1



CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.



GENOU

GENUGIB® 3D ARTICULÉE P37

ARBRE DÉCISIONNEL **GENOU**

QUELLE SITUATION ?

PAS CHOC CHRONIQUE - PRÉVENTION

RHUMATOLOGIE



**DOULEUR FEMORO
-PATELLAIRE**

TENDINITE & ARTHROSE

COMPRESSION
PROPRIOCEPTIVE



P.37

**GENUGIB®
3D ROTULIENNE**



**DOULEUR FEMORO-TIBIALE
(ARTHROSE)**

SANS INSTABILITÉ

PRÉSERVATION
DE LA CHALEUR



P.38

**GENOUILLÈRE
CHALEUR**

Tendinopathie rotulienne.
Arthrose fémoro-patellaire.
Chondromalacie.
Douleur au genou.
Sensation/sentiment d'instabilité.

Arthrose fémoro-tibiale.

QUELLE SITUATION ?

CHOC

AIGU - URGENT

TRAUMATOLOGIE



DOULEUR LIGAMENTAIRE



ENTORSE BÉNIGNE

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE*



P.38

**GENUGIB®
3D**



P.38

**GENUGIB®
3D
LIGAMENTAIRE**

Foules et entorses légères.

Sensation d'instabilité.

Douleur au genou.

Entorses légères.

Sensation / sentiment d'instabilité.

Douleur au genou.

Chondromalacie.

ENTORSE MOYENNE

STABILISATION (MAINTIEN)



P.37

**GENUGIB®
3D
ARTICULÉE**



P.37

**GENUGIB®
OPEN**



P.36

STABILISATION
RÉGLAGE D'AMPLITUDE
(MAINTIEN)

**GENUGIB®
ROM**

Entorses et instabilités médiales / latérales légères à modérées.

Entorses et instabilités légères à modérées du ligament croisé antérieur ou postérieur, des ligaments collatéraux médial et latéral.

QUELLE SITUATION ?

CHOC

AIGU - URGENT

TRAUMATOLOGIE



DOULEUR LIGAMENTAIRE



ENTORSE GRAVE

IMMOBILISATION
AVEC RÉGLAGE D'AMPLITUDE
(MAINTIEN)



P.36

**GENUGIB®
POLY-C**

IMMOBILISATION



P.36

**ATTELLE DE GENOU
3-PANS 0°
UNIVERSELLE**

**Immobilisations
post-opératoires/post-lésions
et/ou contrôle de l'amplitude
du mouvement.**

Lésions traumatiques.
Immobilisations d'urgence.
Immobilisations
pré-/ post-opératoire.

ATTELLE DE GENOU 3-PANS 0° UNIVERSELLE

IMMOBILISATION



1 Longueur cuisse/mollet

Mesurer la longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une immobilisation du genou, notamment dans les cas suivants :

- Lésions traumatiques au genou.
- Immobilisation d'urgence.
- Immobilisation pré/post-opératoire du genou.

ATOUTS

- Sangle de pré-positionnement.
- Attelle 3 pans : réglable en largeur.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet en cm	EAN	PHARMACODE
18606		Noir	1	40	3322541070548	7826025
18607	6910		2	50	3322541070555	7826026
18608			3	60	3322541070562	7826027
18605			4	70	3322541070579	7826028

LiMA : 22.04.03.00.1

ARTICULATIONS POLYCENTRIQUES ENGRÉNEES

RÉGLAGE DE L'AMPLITUDE DE L'ARTICULATION

GENUGIB® POLY-C

IMMOBILISATION AVEC RÉGLAGE D'AMPLITUDE




INDICATIONS

Immobilisation post-opératoire/post-lésion au genou et/ou contrôle de l'amplitude de mouvement.

ATOUTS

- Pièce silicone d'encastrement TTA (Tubérosité Tibiale Antérieure).
- Articulations polycentriques engrénées à réglage d'amplitude.



FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille unique	EAN	PHARMACODE
40 cm	18473	6504	Noir		3322544706123	3595235

LiMA : 22.04.02.00.1

OUVERTURE ANTERIEURE TOTALE POUR LA MISE EN PLACE

ARTICULATIONS POLYCENTRIQUES ENGRÉNEES À RÉGLAGE D'AMPLITUDE

RÉGLAGE DU SERRAGE AVEC 6 SANGLES EN APPUI CONTRE-APPUY

GENUGIB® ROM

STABILISATION AVEC RÉGLAGE D'AMPLITUDE



1 Circonférence du genou

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchi) au niveau du milieu de la rotule.

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité autour du genou, notamment dans les cas suivants :

- Entorses et instabilités légères à modérées du ligament croisé antérieur ou postérieur, des ligaments collatéraux médial et latéral.

ATOUTS

- Articulations polycentriques engrénées à réglage d'amplitude.
- Montants latéraux rigides.
- 2 pelotes rotuliennes en demi-anneaux pour positionner la rotule au centre.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.



Cales de réglage de l'amplitude en flexion et extension.

FLEXION	0°	45°	60°	75°	90°
EXTENSION	0°	10°	20°	30°	40°

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN	PHARMACODE
18601		Bleu	1	31 - 34	3322541070401	7826046
18597			2	34 - 37	3322541070418	7826047
18598	6902		3	37 - 40	3322541070425	7826048
18600			4	40 - 43	3322541070432	7826049
18599			5	43 - 46	3322541070449	7826050
18596			6	46 - 50	3322541070456	7826051

LiMA : 22.04.02.00.1

GENUGIB® OPEN

STABILISATION



1 Circonférence du genou

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants :

- Entorses et instabilités médiales/latérales légères à modérées.

ATOUTS

- Ouverture antérieure totale: facilite la mise en place et le réglage.
- Fenêtre patellaire avec 2 pelotes rotuliennes en demi-anneaux pour positionner la rotule au centre.
- Articulations polycentriques engrénées.
- Montants latéraux rigides, amovibles et conformables.
- 4 sangles en appui/contre-appui.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN	PHARMACODE
18591		Bleu	1	31 - 34	3322541070289	7826040
18594			2	34 - 37	3322541070296	7826041
18595	6900		3	37 - 40	3322541070302	7826042
18593			4	40 - 43	3322541070319	7826043
18592			5	43 - 46	3322541070326	7826044
18590			6	46 - 50	3322541070333	7826045

LiMA : 05.04.13.00.1

GENUGIB® 3D ARTICULÉE

STABILISATION



Pli du genou ajouré



2 Circonférence genou & cuisse

Mesurer :
 • La circonférence du genou.
 • La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.



CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants :

- Entorses et instabilités médiales/latérales légères à modérées.

ATOUTS

- 4 sangles pour 2 configurations de mise en place.
- Anneau ligamentaire.
- Articulations polycentriques engrénées.
- Coutures fines et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou	EAN	PHARMACODE
18604		Bleu	2	33 - 38	40 - 50	3322541073143	1098574
18603	6904		3	38 - 43	45 - 55	3322541073150	1098575
18602			4	43 - 48	50 - 60	3322541073167	1098576

LiMA : 05.04.13.00.1

GENUGIB® 3D ROTULIENNE

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE



Pli du genou ajouré



2 Circonférence genou & cuisse

Mesurer :
 • La circonférence du genou.
 • La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.



CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Tendinopathie rotulienne.
- Arthrose fémoro-patellaire.
- Chondromalacie.
- Douleur au genou.
- Sensation/sentiment d'instabilité.

ATOUTS

- Compression proprioceptive* de 20-36 mmHg comparable classe 2.
- Anneau rotulien silicone avec gouttière.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisse.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN	PHARMACODE
18619		Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541075062	1098588
18621			2	33 - 38	40 - 50	3322541075079	1098589
18623	66788		3	38 - 43	45 - 55	3322541075086	1098590
18622			4	43 - 48	50 - 60	3322541075093	1098591
18620			5	48 - 53	55 - 65	3322541075109	1098592

LiMA : 05.04.12.00.1

GENUGIB® 3D LIGAMENTAIRE

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

FACILITÉ DE MISE EN PLACE ET D'ENFILAGE

RÉALIGNEMENT

SYSTÈME ANTIGLISSÉ

SANS LATEX



Pli du genou ajouré



N Circonférence genou & cuisse

Mesurer :

- La circonférence du genou.
- La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.



CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Entorses légères.
- Sensation/sentiment d'instabilité.
- Douleur au genou.
- Chondromalacie.
- Tendinite Rotulienne.

ATOUTS

- Compression proprioceptive* de 20-36 mmHg comparable classe 2.
- Baleinage latéral renforcé.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisser.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN	PHARMACODE
18618		Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541075017	1098583
18615			2	33 - 38	40 - 50	3322541075024	1098584
18617	6677B		3	38 - 43	45 - 55	3322541075031	1098585
18616			4	43 - 48	50 - 60	3322541075048	1098586
18614			5	48 - 53	55 - 65	3322541075055	1098587

LiMA : 05.04.12.00.1

GENUGIB® 3D

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

FACILITÉ DE MISE EN PLACE ET D'ENFILAGE

SYSTÈME ANTIGLISSÉ

SANS LATEX



Pli du genou ajouré



N Circonférence genou & cuisse

Mesurer :

- La circonférence du genou.
- La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.



CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Foulures et entorses légères.
- Sensation/sentiment d'instabilité.
- Douleur au genou.

ATOUTS

- Compression proprioceptive* de 20-36 mmHg comparable classe 2.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisser.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN	PHARMACODE
18609		Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541074966	1098578
18612			2	33 - 38	40 - 50	3322541074973	1098579
18613	6676B		3	38 - 43	45 - 55	3322541074980	1098580
18611			4	43 - 48	50 - 60	3322541074997	1098581
18610			5	48 - 53	55 - 65	3322541075000	1098582

LiMA : 05.04.10.00.1

GENOUILLÈRE CHALEUR

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

DOUCEUR MÉRINOS

MODAL NATUREL & RESPIRANT



L Circonférence du genou

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adithermiques de la laine, notamment dans le cas suivant :

- Arthrose.

ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN	PHARMACODE
18439		Anthracite	S	31 - 36	3322541067593	7809782
18438	4299		M	36 - 41	3322541067609	7809783
18441			L	41 - 46	3322541067616	7809784
18440			XL	46 - 51	3322541067623	7809785

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.



CHEVILLE

MALLEOGIB® 3D STRAP P.42

ARBRE DÉCISIONNEL CHEVILLE

QUELLE SITUATION ?

AIGU - URGENT

IMMOBILISATION /
RESTRICTION DE
MOUVEMENT



**BOTTES
DE MARCHÉ**

STABILISATION / RESTRICTION DE MOUVEMENT



**ORTHÈSE
STABILISATRICE
DE CHEVILLE À
AIR**



**ORTHÈSE
STABILISATRICE
DE CHEVILLE**

Entorse de la cheville de grade 2/3.

Post-opératoire des
ligaments, des tissus
mous et des tendons.

Fracture stable
de la fibula, du talus,
du calcaneus et de la
malléole médiale.

Entorses aiguës de cheville légères à sévères.

Sevrage après période d'immobilisation.

Utilisation post-chirurgicale.

CHRONIQUE - PRÉVENTION

RESTRICTION DES
MOUVEMENTS
D'INVERSION



P42

MALLÉOGIB®
3D STRAP

**Entorses bénignes
à moyennes.**

COMPRESSION PRO-
PRIOCEPTIVE



P42

MALLÉOGIB®
3D

**Phase de rééducation après un
traumatisme de la cheville.**
Foules et entorses légères.
Instabilité fonctionnelle.

CHEVILLÈRES

SANGLE BREVETÉE À EFFET ANTI-VARUS FACILITÉ DE MISE EN PLACE & D'ENFILAGE LE STRAP CONTIENT DU LATEX

BREVET DÉPOSÉ



MALLEOGIB® 3D STRAP

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE ET RESTRICTION DES MOUVEMENTS D'INVERSION



INDICATIONS

Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression et limitation du mouvement d'inversion, notamment dans les cas suivants :

- Entorse bénigne à moyenne (non oedémateuse).
- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Instabilité fonctionnelle.

ATOUTS


- Sangle brevetée amovible à effet anti-varus.
- Compression proprioceptive* de 20-36 mmHg comparable classe 2.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone spécifique de décompression à structure ajourée sur le cou-de-pied.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.



Circonférence de la cheville

Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.



CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm	EAN	PHARMACODE
18537		Bleu	1	18 - 20	3322541041791	7229585
18541			2	20,5 - 23	3322541041807	7229591
18540	6680		3	23,5 - 26	3322541041814	7229616
18539			4	26,5 - 29	3322541041821	7229622
18538			5	29,5 - 32	3322541041838	7229639

LiMA : 05.02.14.00.1

FACILITÉ DE MISE EN PLACE & D'ENFILAGE

RESPIRABILITÉ

MALLEOGIB® 3D

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE



INDICATIONS

Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Foulures et entorses légères.
- Instabilité légère.

ATOUTS

- Compression proprioceptive* de 20-36 mmHg comparable classe 2.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone spécifique de décompression à structure ajourée sur le cou-de-pied.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.



Circonférence de la cheville

Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.



CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm	EAN	PHARMACODE
18533		Bleu	1	18 - 20	3322541041746	7229527
18536			2	20,5 - 23	3322541041753	7229533
18535	6679		3	23,5 - 26	3322541041760	7229556
18534			4	26,5 - 29	3322541041777	7229562
18532			5	29,5 - 32	3322541041784	7229579

LiMA : 05.02.11.00.1

NOTES

.....

.....

.....

ORTHÈSES

ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE À AIR

STABILISATION



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion/éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants:

- Entorses aiguës de la cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après plâtre ou bottes d'immobilisation.
- Réadaptation après traumatisme de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

ATOUT

Forme anatomique adaptable, par coussins d'air gonflables.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Pointure unique*	EAN	PHARMACODE
18486	6522	Blanc	1	3322544210507	4091666

LiMA : 22.02.01.00.1

*Pointure 35 au 46

ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE À MOUSSE

STABILISATION



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion/éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants:

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réadaptation suite à des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

ATOUTS

- Mousse résiliente.
- Coques rigides bilatérales.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Pointure unique*	EAN	PHARMACODE
18468	6413	Blanc	1	3322547843023	2664767

LiMA : 22.02.01.00.1

*Pointure 35 au 46

ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE JUNIOR

STABILISATION



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion/éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants:

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réadaptation suite à des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

ATOUTS

- Coques rigides anatomiques bilatérales.
- Mousse résiliente.
- Bras de levier adapté à la morphologie de l'enfant.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Pointure (< 35)	EAN	PHARMACODE
18487	6597	Noir	1 JUNIOR	3322541015716	5651268

LiMA : 22.02.01.00.1

BOTTES DE MARCHÉ

ATOUTS COMMUNS

- Capitonnage en mousse épaisse de la semelle intérieure, des malléoles et du talon pour un meilleur confort.
- Semelle amortissante absorbant les chocs pour un impact réduit à l'attaque du pas.
- Semelle incurvée qui permet un déroulé de pas stable et naturel.
- Botte de marche coquée.
- Botte de marche longue : 3 sangles.
- Botte de marche courte : 2 sangles.

WALKER DEFEND AIR

IMMOBILISATION



INDICATIONS

- Entorse de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcaneus et de la malléole médiale.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN	PHARMACODE
18586		Bleu	2	36 - 40	h 24 cm	4719894925233	1104833
18584	6757		3	40 - 43	h 25 cm	4719894925240	1104834
18585			4	43 - 46	h 28 cm	4719894925257	1104835

LIMA : 22.03.03.00.1

WALKER DEFEND AIR SHORT

IMMOBILISATION



INDICATIONS

- Entorse de la cheville de grade 2 et 3.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcaneus et de la malléole médiale.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN	PHARMACODE
18589		Bleu	2	36 - 40	h 24 cm	4719894925196	1104837
18588	6758		3	40 - 43	h 25 cm	4719894925202	1104838
18587			4	43 - 46	h 28 cm	4719894925219	1104839

LIMA : 22.03.03.00.1

TALONNETTES

TALONNETTE



SURÉLÉVATION TALON

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une surélévation du talon, notamment dans les cas suivants :

- Tendinopathie d'Achille.
- Douleurs au talon.
- Épine calcanéenne.

ATOUT

Zone d'appui permettant un meilleur placement du talon.



Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Haut.	Taille	Pointure	EAN	PHARMACODE
18466		Bleu	8 mm	1	34 - 38	3322547076087	5921420
18467	6369		8,5 mm	2	39 - 42	3322547076094	5921437
18465			8,5 mm	3	43 - 48	3322547076100	5921443

Vendues à la paire



CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

JUNIOR

COLLIERS CERVICAUX C1 P.46



COLLIERS CERVICAUX C1 - SOUPLES - AVEC HOUSSE DE PROTECTION

RESTRICTION FAIBLE



A Collier cervical

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale sous le menton.
- Regard horizontal.

INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.
- Arthrose de la colonne cervicale.
- Spondylose cervicale/Cervicarthrose.

ATOUTS

- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.
- Housse de protection amovible.

Réf. UHLMANN	Réf. GIBAUD	Coloris	Taille	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur	Haut.	EAN	PHARMACODE
18493	6625	Gris	0 JUNIOR	28 - 34	6 cm	3322541024152	6270887

LIMA : 22.12.01.00.1

GILET DE SERIE BLOCAGE D'ÉPAULE

IMMOBILISATION



P Circonférence du thorax + humérus

Mesurer la circonférence du thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).

INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants :

- Instabilités/traumatismes de l'épaule.
- Avant ou après une intervention chirurgicale.
- Réparations/distensions des tissus mous.

ATOUT

Tissu léger.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du thorax sous la poitrine + humérus en cm	EAN	PHARMACODE
18424	4209	Noir	0 JUNIOR	< 45	3322541008060	4791406
18423			1 JUNIOR	45 - 55	3322541008077	4791398

LIMA : 22.09.01.00.1

ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE JUNIOR

STABILISATION



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion/éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réadaptation suite à des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

ATOUTS

- Coques rigides anatomiques bilatérales.
- Mousse résiliente.
- Bras de levier adapté à la morphologie de l'enfant.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Pointure (< 35)	EAN	PHARMACODE
18487	6597	Noir	1 JUNIOR	3322541015716	5651268

LIMA : 22.02.01.00.1



MANUGIB® TRAUMA POIGNET

IMMOBILISATION



⑥ Circonférence du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants:

- Entorses et foulures légères à modérées.
- Bursite.
- Sevrage après plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.
- Épicondylite.

ATOUTS

- Large éclisse palmaire adaptable.
- 3 sangles de serrage.
- Degré de liberté complet des doigts.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
18480	6508	Noir	0D JUNIOR	11 - 13	3322541015747	5651305
18481			0G JUNIOR	11 - 13	3322541015754	5651311

LIMA : 22.07.03.00.1



MANUGIB® TRAUMA POIGNET-POUCE

IMMOBILISATION



⑥ Circonférence du poignet

Mesurer la circonférence du poignet au plus fin, entre les styloïdes et la main.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants:

- Traumatisme au niveau du poignet/pouce.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Utilisation post-opératoire.
- Pouce du skieur.
- Autres lésions des tissus mous.
- Lésion due à une surutilisation du poignet/pouce.
- Épicondylite.

ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Éclisses amovibles conformables.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
18515	6650	Bleu	0D JUNIOR	10 - 14	3322541029034	6623883
18514			0G JUNIOR	10 - 14	3322541029041	6623908

LIMA : 22.07.03.00.1

NOTES

.....

.....

.....

LAINÉ

CEINTURE CHALEUR P.49 (P.19)



CEINTURE CHALEUR

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

**B** Circonférence de la taille

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans le cas suivant :

- Douleurs lombaires.

ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Douce, respirante et confortable

Parce que la ceinture chaleur Gibaud enveloppe et préserve la chaleur corporelle, elle apaise les douleurs lombaires. Composée de laine Mérinos et de fibre Modal®, elle est douce, respirante et confortable.

Haut.	Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
25 cm	18427	4292	Anthracite	S	61 - 75	3322541067326	7809767
	18429			M	75 - 90	3322541067333	7809768
	18428			L	90 - 105	3322541067340	7809769
	18426			XL	105 - 120	3322541067357	7809770
30 cm	18435	4297	Anthracite	M	75 - 90	3322541067524	7809775
	18437			L	90 - 105	3322541067531	7809776
	18434			XL	105 - 120	3322541067548	7809777
	18436			XXL	120 - 135	3322541067555	7809778
25 cm	18432	4293	Ecrû	S	61 - 75	3322541067364	7809771
	18433			M	75 - 90	3322541067371	7809772
	18431			L	90 - 105	3322541067388	7809773
	18430			XL	105 - 120	3322541067395	7809774

GENOILLÈRE CHALEUR

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

**C** Circonférence du genou

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans le cas suivant :

- Arthrose.

ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Réf. Uhlmann	Réf. Gibaud	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN	PHARMACODE
18439	4299	Anthracite	S	31 - 36	3322541067593	7809782
18438			M	36 - 41	3322541067609	7809783
18441			L	41 - 46	3322541067616	7809784
18440			XL	46 - 51	3322541067623	7809785

CONÇU ET FABRIQUÉ AVEC ATTENTION
DANS NOS ATELIERS DE SAINT-ÉTIENNE.

NOTES

GIBAUD

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY



Uhlmann Eyraud

Innovation for better health

**TOUS NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES
AUPRÈS DE VOTRE GROSSISTE**

GIBAUD

Une marque du
groupe Innothera



www.gibaud.ch

Suivez-nous :



Membre des associations

OX-Med

et

SWISS MEDTECH

VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE AU :

Service client : service@uhlmann.ch

Commandes : commandes@uhlmann.ch

Téléphone : +41 58 272 54 00

F. Uhlmann-Eyraud SA

Ateliergasse 1 - CH-5600 Lenzburg

www.uhlmann.ch

Les conditions générales de vente 2026 sont
disponibles sur notre site www.uhlmann.ch

N° client :

