

ORTHO PÉDIE

CATALOGUE GÉNÉRAL
SUISSE 2024-2025



GIBAUD

NOTRE ADN

INNOTHERA est une entreprise de santé française, familiale et centenaire. Nous œuvrons à l'amélioration continue du traitement des pathologies quotidiennes dans le monde, en nous appuyant sur l'engagement de 1500 collaborateurs.

NOS AIRES THÉRAPEUTIQUES

Elles se déclinent en 3 branches principales :

- **Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL** pour les médicaments,
- **Laboratoires INNOTHERA** pour la compression veineuse élastique, l'orthopédie et la podologie,
- **CLEANIS** pour les produits d'hygiène et de protection.



NOTRE PRÉSENCE INTERNATIONALE

INNOTHERA commercialise ses produits dans plus de 100 pays dans le monde.

NOS MARQUES

Legger®

SMARTLEG®

Actys®

GIBAUD

Cleanis
CREATIVE HYGIENE



Cher(e)s partenaires,

Depuis 110 ans, Innothéra, entreprise française et indépendante, œuvre à développer, fabriquer et commercialiser des médicaments, dispositifs médicaux et produits d'hygiène, avec pour mission fondamentale d'améliorer progressivement et continûment le traitement des pathologies du quotidien, non seulement à l'échelle mondiale mais aussi en Suisse.

Nous sommes engagés à apporter des solutions fondées sur la science, la technicité et l'innovation, une approche qui constitue notre ADN et qui est guidée par une profonde sensibilité médicale.

Le retour de l'émblématique bonhomme Gibaud, accompagné d'un design de marque revigoré, plus moderne et dynamique, renforce la cohérence et l'identité visuelle de nos produits, ce qui soutient notre offre innovante, complète et claire. Cet engagement s'étend également à la Suisse, où nous cherchons à consolider notre présence et à étendre notre impact, en contribuant à relever les défis spécifiques du pays en matière de santé.

Il est évident que notre engagement envers nos clients est au cœur de notre démarche.



Ce catalogue repose sur de nouveaux arbres décisionnels, Travaillés et restructurés avec nos experts, ils sont conçus pour faciliter votre mission de conseil, de vous fournir un accès direct et rapide à l'information produit, et de vous accompagner dans la fourniture de solutions adaptées, dans le but ultime de promouvoir une meilleure santé pour tous, en Suisse comme ailleurs.

Je vous remercie de votre confiance.

Bien à vous.


Arnaud Gobet

Arnaud Gobet

Président
Directeur Général
du Groupe
INNOTHERA



SOMMAIRE



*Préserveons
le mouvement !*

ORTHOPÉDIE

PRISE DE MESURE P. 4

COU • ÉPAULE

ARBRE DÉCISIONNEL DU COU P. 10

Colliers C1 souples 12

Colliers C2 semi-rigides 13

Colliers C3 rigides sans mentonnière 13

Colliers C3 rigides avec mentonnière 13

ARBRE DÉCISIONNEL DE L'ÉPAULE P. 14

Gilets de série 17

Blocage claviculaire 18

Bandoulière à poche 18

Bandoulière à bretelle 19

Épaulière chaleur 19

DOS • ABDOMEN • THORAX

ARBRES DÉCISIONNELS DU DOS P. 20

Soutenir la posture : Lombogib® Finesse 23

Soutenir ceux qui portent des charges : Lombogib® Double Action 24

Soutenir ceux qui portent des charges : Lombogib® Evolution 25

Lombogib® ProgressiV 26

Redresse-dos 26

Soutenir le dos des futures mères : Lombogib® Maternity 27

Ceinture chaleur 28

ARBRE DÉCISIONNEL DE L'ABDOMEN P. 31

Bande-ceinture abdominale 32

Ceinture de maintien élastique 32

Bandage herniaire 33

Ceintures thoraciques 33

MAIN • COUDE

ARBRES DÉCISIONNELS DE LA MAIN	P. 34
Manugib® Trauma poignet	37
Manugib® Trauma poignet longue	37
Manugib® Trauma poignet-pouce	37
Attelle de doigt-poignet	38
Manugib® Tendinite	38
Manugib® de Quervain	39
Manugib® Rhizarthrose fonction	39
Manugib® Canal carpien	40
Poignet-pouce de maintien	40
Poignet de force	41
Poignets de maintien	41
ARBRE DÉCISIONNEL DU COUDE	P. 42
Elbowgib®	44
Tennis Elbow	44
Coudière	45

GENOU

ARBRES DÉCISIONNELS DU GENOU	P. 46
Attelle de genou aérée 0° universelle	51
Attelle de genou aérée 0°/ 20° std	51
Genugib® Poly-C	52
Genugib® Post-Op	52
Genugib® ROM	52
Genugib® Open	53
Genugib® Stab	53
Genugib® 3D articulée	54
Genugib® 3D rotulienne	54
Genugib® 3D ligamentaire	55
Genugib® 3D	55
Quadrigib® 3D	56
Soutien rotulien	56
Genouillère DV4	57
Genouillère chaleur	57

CHEVILLE • PIED

ARBRE DÉCISIONNEL DE LA CHEVILLE	P. 58
Orthèses stabilisatrices :	
• de cheville à air	61
• de cheville à mousse	61
• de cheville Junior	61
Malléogib® 3D Strap	62
Malléogib® 3D	62
Bottes de marche / Walker Defend :	
• air	63
• air short	63
CHUT Post-Opératoire :	
• avant-pied Courte	64
• avant-pied Longue	64
• à décharge du Talon	64
Hallux Valgus :	
• Redresseur HV	65
Talonnets	65

JUNIOR


Colliers C1 souples	66
Gilet de série	67
Bandoulière à poche	67
Redresse-dos	67
Blocage claviculaire	67
Manugib® Trauma poignet	68
Manugib® Trauma poignet longue	68
Manugib® Trauma poignet-pouce	68
Attelle de genou aérée 0° universelle	69
Attelle de genou aérée 0°/ 20° std	69

THERMOTHÉRAPIE

• Ceinture chaleur	28
• Épaillère chaleur	19
• Genouillère chaleur	57


ARTICULATIONS & DOS

PRISE DE MESURES




A COLLIER CERVICAL

- Mesurer la circonférence à la base du cou.
- Hauteur fourchette sternale - sous le menton.
- Regard horizontal.




B CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE

- Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques.
- Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive.
- Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre.
- Position debout.




E CIRCONFÉRENCE DU THORAX

- Homme : mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
- Femme : mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).




F CIRCONFÉRENCE DU THORAX + HUMÉRUS

- Mesurer la circonférence du thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).




I LONGUEUR CUISSE/MOLLET

- Mesurer la longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet.




J CIRCONFÉRENCE DE LA CUISSE

- Mesurer la circonférence à 20 cm au-dessus de la rotule.




M CIRCONFÉRENCE CUISSE & MOLLET

- Mesurer :
- La circonférence 15 cm au-dessus du centre de la rotule.
 - La circonférence 15 cm en dessous du centre de la rotule.




N CIRCONFÉRENCE GENOU & CUISSE

- Mesurer :
- La circonférence du genou.
 - La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.



C DISTANCE ÉPAULE À ÉPAULE

- Mesurer la distance de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).




D CIRCONFÉRENCE DE LA POITRINE

- Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).



G CIRCONFÉRENCE DU POIGNET

- Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.




H LONGUEUR DE LA MAIN

- Mesurer la longueur entre le poignet et l'extrémité du doigt lésé.




K CIRCONFÉRENCE DE LA CUISSE

- Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre du genou.



L CIRCONFÉRENCE DU GENOU

- Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchi) au niveau du milieu de la rotule.



O CIRCONFÉRENCE DE L'AVANT-BRAS

- Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.



P CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE

- Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

Déjà

+ de 5000

professionnels de santé
nous ont fait confiance.

La formation est dans notre ADN

FORMATIONS
CHEZ VOUS

**GIBAUD
ACADEMY**

Formations dans votre officine par votre
délégué(e)*.

Des formations de différents **niveaux**
adaptées à vos besoins
et vos ambitions de développement.

(* sous conditions de partenariat)

GAGNEZ EN **EXPERTISE**

ORTHO
phar
ORGANISME DE FORMATION CONTINUE

Depuis 2018, Orthophar

est votre partenaire en Suisse
pour la formation à l'appareillage
de série

DÉVELOPPER
L'ORTHOPÉDIE
EN PHARMACIE



Mobilisez votre équipe, **fidélisez** vos

Votre croissance passe par le développement de votre expertise pour toujours mieux conseiller vos patients, **confiez-nous votre équipe.**

DIFFÉRENTS THÈMES :

La **vente** associée L'**entorse**
Aide **CHUT** et la **stabilité**
à la **délivrance** de nos aînés
La **maternité** La **reprise**
d'**activité**
La **lombalgie**



TROIS MODULES

- **Module 1 :** Compétences essentielles et bonne délivrance
- **Module 2 :** Notions complémentaires et atelier pratique
- **Module 3 :** Méthodes pour gagner en efficacité au quotidien



Contactez
votre
délégué(e)

Pour tout
renseignement
et formulaire
d'inscription




patients et **boostez** votre notoriété !

RENFORCEZ VOTRE EXPERTISE...

WEB

Nouveau site Internet **GIBAUD**



www.gibaud.ch

- Notre mission
- Nos expertises
- Nos produits
- Nous connaître
- Le blog
- Le catalogue en ligne
- Les formations (FPH)



ORTHO
ORGANISME DE FORMATION CONTINUE

Découvrez + d'infos



ARBRE DÉCISIONNEL COU

— QUELLE SITUATION ? —

AIGU - URGENT

— QUEL OBJECTIF ? —

RESTRICTION FORTE
(SOUTIEN)

RESTRICTION MODÉRÉE (SOUTIEN)

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



PAGE
13

**COLLIERS
C3**

(avec ou sans mentonnière)



PAGE
13

**COLLIERS
C2**

— LES INDICATIONS —

Prise en charge des patients traumatisés
• Lésions cervicales modérées

Extension traumatique du cou

CHRONIQUE - PRÉVENTION

RESTRICTION FAIBLE
(SOUTIEN)

RESTRICTION MODÉRÉE
(SOUTIEN)

RESTRICTION FAIBLE
(SOUTIEN)



COLLIERS
C1



COLLIERS
C2



COLLIERS
C1

Extension traumatique du cou

Arthrose de la colonne cervicale • Hernie discale cervicale

COU

COLLIERS CERVICAUX C1 | P.12




COLLIERS CERVICAUX C1 SOUPLES

RESTRICTION FAIBLE

INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.
- Arthrose de la colonne cervicale.



COLLIER CERVICAL

- 1 - Mesurer la circonférence à la base du cou
- 2 - Hauteur fourchette sternale - sous le menton. Regard horizontal.

A

Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur

Réf.	Coloris	Haut.	28 - 31 0 JUNIOR	29 - 34 1	35 - 40 2	41 - 46 3	47 - 52 4
6625	Gris	6 cm	3322541024152				
			6270887				
6626		7,5 cm		3322541024169 6270893	3322541024176 6270901	3322541024183 6270918	3322541024190 6270924
				3322541024206 6270930	3322541024213 6270947	3322541024220 6270953	3322541024237 6270976
6627		8,5 cm		3322541024244 6270982	3322541024251 6270999	3322541024268 6271007	3322541024275 6271013
6628		9,5 cm					

LiMA : 22.12.01.00.1



COLLIERS CERVICAUX C2 PLAQUE AMOVIBLE SEMI-RIGIDE

RESTRICTION MODÉRÉE

INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.
- Arthrose de la colonne cervicale.


LES ATOUTS

- Housse de protection amovible.
- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.
- Renfort polypropylène amovible.

Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur

Réf.	Coloris	Haut.	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur			
			29 - 34 1	35 - 40 2	41 - 46 3	47 - 52 4
6636	Gris	7,5 cm	3322541024534	3322541024541	3322541024558	3322541024565
			6271036	6271042	6271059	6271065
6637		8,5 cm	3322541024572	3322541024589	3322541024596	3322541024602
			6271071	6271088	6271094	6271102
6638		9,5 cm	3322541024619	3322541024626	3322541024633	3322541024640
			6271119	6271125	6271131	6271148

LiMA : 22.12.02.00.1



COLLIERS CERVICAUX C3 RIGIDES SANS MENTONNIÈRE

RESTRICTION FORTE


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Prise en charge des patients traumatisés.
- Lésions cervicales modérées.
- Autres pathologies exigeant une immobilisation de la colonne cervicale.

LES ATOUTS

- Réglable en hauteur entre 8,5 et 12 cm.
- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la base du cou en cm	EAN	PHARMACODE
6596	Blanc	00	29 - 32	3322541016959	5874904
		0	32 - 35	3322541016966	5874910
		1	35 - 38	3322541016973	5874927
		2	38 - 41	3322541016980	5874933
		3	41 - 43	3322541016997	5874956
		4	43 - 48	3322541017000	5874962

LiMA : 22.12.02.00.1



COLLIERS CERVICAUX C3 RIGIDES AVEC MENTONNIÈRE

RESTRICTION FORTE


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Prise en charge des patients traumatisés.
- Lésions cervicales modérées.
- Autres pathologies exigeant une immobilisation de la colonne cervicale.

LES ATOUTS

- Réglable en hauteur entre 8,5 et 12 cm.
- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la base du cou en cm	EAN	PHARMACODE
6606	Blanc	0	32 - 35	3322541017017	5874979
		1	35 - 38	3322541017024	5874985
		2	38 - 41	3322541017031	5874991
		3	41 - 43	3322541017048	5875016
		4	43 - 48	3322541017055	5875022

LiMA : 22.12.02.00.1

ARBRE DÉCISIONNEL ÉPAULE

— QUELLE SITUATION ? —

AIGU - URGENT

— QUEL OBJECTIF ? —

MAINTIEN DES ÉPAULES
EN RÉTROPULSION

IMMOBILISATION
RELATIVE

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



**BLOCAGE
CLAVICULAIRE**



GILET DE SÉRIE

— LES INDICATIONS —

Fracture et luxation de la clavicule

Réparations • Lésions des tissus mous
• Instabilités • Traumatismes de l'épaule

CHRONIQUE - PRÉVENTION

SOUTIEN

PRÉSERVATION
DE LA CHALEUR




PAGE
18

**BANDOULIÈRE
À POCHE**



PAGE
19

**BANDOULIÈRE
À BRETELLE**



PAGE
19

**ÉPAULIÈRE
CHALEUR**

Suite à un traumatisme
• Avant/après une intervention chirurgicale

Rhumatismes



ÉPAULE

BANDOULIÈRE À POCHE | P.18



GILET DE SÉRIE - BLOCAGE D'ÉPAULE

IMMOBILISATION


INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants :

- Avant ou après une intervention.
- Réparations/lésions de tissus mous.
- Instabilités/traumatismes de l'épaule.

ATOUT

- Fermetures auto-agrippantes.



Réf.	Coloris	Taille unique (circonférence du thorax sous la poitrine + humérus maxi. 130 cm)	EAN	PHARMACODE
6452	Noir	1	3322547811329	2637003

LiMA : 22.09.01.00.1




GILET DE SÉRIE - BLOCAGE D'ÉPAULE

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants :

- Instabilités/traumatismes de l'épaule.
- Avant ou après une intervention chirurgicale.
- Réparations/distensions des tissus mous.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax sous la poitrine + humérus en cm	EAN	PHARMACODE
4209	Noir	0 JUNIOR	< 45	3322541008060	4791406
		1 JUNIOR	45 - 55	3322541008077	4791398
		2	55 - 75	3322541008084	4791381
		3	75 - 95	3322541008091	4791375
		4	95 - 115	3322541008107	4791369
		5	115 - 135	3322541008114	4791412

LiMA : 22.09.01.00.1

* Lors de la prise de mesure, si le résultat est proche de la limite supérieure, nous vous recommandons de choisir la taille au-dessus.



BLOPAGE CLAVICULAIRE

MAINTIEN


INDICATIONS

Pour les affections du thorax pouvant bénéficier d'un maintien des épaules en rétropulsion, notamment dans les cas suivants :

- Fractures et luxations de la clavicule.
- Problèmes de posture.

LES ATOUTS

- Facilité de mise en place : réglage par boucle coulissante.
- Maintient la bonne posture.



CIRCONFÉRENCE DE LA POITRINE
Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

D

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la poitrine en cm	EAN	PHARMACODE
4222	Noir	0 JUNIOR	45 - 55	3322541007995	4791607
		1 JUNIOR	55 - 65	3322541008008	4791599
		2	65 - 75	3322541008015	4791582
		3	75 - 85	3322541008022	4791576
		4	85 - 100	3322541008039	4791524
		5	100 - 115	3322541008046	4791518
		6	115 - 135	3322541008053	4791501

LiMA : 22.09.05.00.1



BANDOULIÈRE À POCHE

SOUTIEN


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien du bras, notamment dans les cas suivants :

- Après un traumatisme et avant ou après une intervention chirurgicale.
- Soutien d'un plâtre ou d'une attelle.

LES ATOUTS

- Réglage par boucle coulissante.
- Soutient le bras.



CIRCONFÉRENCE DU THORAX
Homme: mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
Femme: mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

E

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN	PHARMACODE
6507	Noir	00 JUNIOR	< 45	3322541008411	5922477
		0 JUNIOR	45 - 60	3322546048030	5922454
		1	60 - 80	3322546048078	5922460
		2	80 - 100	3322546048146	5922448
		3	100 - 120	3322546048221	5922431
		4	120 - 140	3322541008428	5922483

LiMA : 05.10.03.00.1



BANDOULIÈRE À BRETELLE

SOUTIEN

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien du bras, notamment dans les cas suivants :

- Après un traumatisme et avant ou après une intervention chirurgicale.
- Soutien d'un plâtre ou d'une attelle.

LES ATOUTS

- Soutient le bras.
- Réglable.

Réf.	Coloris	Taille unique	EAN	PHARMACODE
6612	Noir	1	3322541022868	6041543

LiMA : 05.10.02.00.1



ÉPAULIÈRE CHALEUR



PRÉSERVATION DE LA CHALEUR


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans les cas suivants :

- Rhumatismes.

LES ATOUTS

- Laine mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.



Réf.	Coloris	Taille	Distance épaule à épaule en cm	EAN	PHARMACODE
4298	Anthracite	S	35 - 45	3322541067562	7809779
		M	45 - 55	3322541067579	7809780
		L	55 - 65	3322541067586	7809781



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

ARBRE DÉCISIONNEL **DOS**

— QUELLE SITUATION ? —

CHRONIQUE - PRÉVENTION (OU LORS DES PHASES AIGUËS)

— QUEL OBJECTIF ? —

RESTRICTION DU MOUVEMENT
(SOUTIEN LOMBAIRE)

Station debout ou assise
prolongée, port à même la peau

Configuration simple serrage :
Station debout ou assise prolongée
Configuration double serrage :
Activité nécessitant un maintien
renforcé

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



PAGE
23

LOMBOGIB®
FINESSE




PAGE
26

LOMBOGIB®
PROGRESSIV

— LES INDICATIONS —

Douleurs musculaires lombaires (lumbago) • Sciatique
• Lésions lombosacrées • Douleurs lombaires chroniques

CHRONIQUE - PRÉVENTION (OU LORS DES PHASES AIGUËS)



Douleurs musculaires lombaires (lumbago)
• Sciatique • Lésions lombo-sacrées
• Douleurs lombaires chroniques

Douleurs lombaires liées à la grossesse

Douleurs lombaires

Douleurs dorsales
• Déficience posturale



DOS

LOMBOGIB® FINESSE | P.23

SOUTENIR LA POSTURE

ASSISE OU DEBOUT PROLONGÉE
& PATIENTS HYPERLORDOSÉS

GIBAUD SOULAGE LA DOULEUR

Découvrez la ceinture qui apaise le mal de dos tout en vous accompagnant au quotidien.



VIDÉO
DE MISE EN PLACE



LOMBOGIB® FINESSE

BREVET DÉPOSÉ



STATION ASSISE OU DEBOUT PROLONGÉE


INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

LES ATOUTS

- Tissu fin et léger pour un meilleur confort.
- Port sous ou sur les vêtements.
- Coussin lombaire amovible si patient peu lordosé.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE B
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
26 cm	6748	Bleu	0	66 - 80	3322541073600	1098542
			1	80 - 90	3322541073617	1098543
			2	90 - 100	3322541073624	1098545
			3	100 - 110	3322541073631	1098546
			4	110 - 125	3322541073648	1098547
			5	125 - 140	3322541073655	1098548

LIMA : 22.14.02.00.1

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
21 cm	6749	Bleu	0	66 - 80	3322541073662	1098549
			1	80 - 90	3322541073679	1098551
			2	90 - 100	3322541073686	1098552
			3	100 - 110	3322541073693	1098553
			4	110 - 125	3322541073709	1098554
			5	125 - 140	3322541073716	1098555

LIMA : 22.14.02.00.1


SOUTENIR CEUX QUI PORTENT DES CHARGES

ET/OU LES HYPERALGIQUES (AIGUS OU CHRONIQUES)
& PATIENTS HYPERLORDOSÉS

GIBAUD ASSURE LA BONNE POSTURE

Découvrez la ceinture qui accompagne
le mouvement, en soulageant le mal de dos.

VIDÉO
DE MISE EN PLACE



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE B
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

BREVET DÉPOSÉ

LOMBOGIB® DOUBLE ACTION



TRAVAUX DE FORCE, SOLLICITATION FORTE

INDICATIONS

- Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :
- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
 - Sciatique.
 - Lésions lombo-sacrées.
 - Douleurs lombaires chroniques.

LES ATOUTS

- Coussin haut matelassé breveté.
- Coussin amovible si patient peu lordosé.
- Double-serrage : larges doubles sangles pour une adaptation du serrage en fonction des besoins.
- Passe-doigts brevetés ergonomiques.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
26 cm	6658	Bleu	0	70 - 80	3322541035363	6665829
			1	80 - 90	3322541035370	6665835
			2	90 - 100	3322541035387	6665841
			3	100 - 110	3322541035394	6665858
			4	110 - 125	3322541035400	6665864
			5	125 - 140	3322541035417	6665870

LIMA : 22.14.02.00.1

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
21 cm	6667	Bleu	0	70 - 80	3322541038029	7000368
			1	80 - 90	3322541038036	7000374
			2	90 - 100	3322541038043	7000380
			3	100 - 110	3322541038050	7000397
			4	110 - 125	3322541038067	7000405
			5	125 - 140	3322541038074	7000411

LIMA : 22.14.02.00.1


SOUTENIR CEUX QUI PORTENT DES CHARGES

ET/OU LES HYPERALGIQUES (AIGUS OU CHRONIQUES)
& PATIENTS MANQUANT DE FORCE

GIBAUD ASSURE LA BONNE POSTURE

Découvrez la ceinture qui accompagne le mouvement,
en soulageant le mal de dos.

VIDÉO
DE MISE EN PLACE



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE **B**
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

BREVET DÉPOSÉ



BALEINAGE
EN V
BREVETÉ



PASSE-DOIGTS
BREVETÉS



SERRAGE
FACILE

LOMBOGIB® ÉVOLUTION

PERSONNES FRAGILES, AIDE AU SERRAGE

INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

LES ATOUTS

- Facilité de mise en place grâce à un serrage facile.
- Ceinture évolutive : dossard amovible suivant les besoins.
- Renfort lombo-sacré reposant sur les crêtes iliaques.
- Passe-doigts brevetés ergonomiques.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
26 cm	6661	Bleu	0	70 - 80	3322541035547	6953184
			1	80 - 90	3322541035554	6953190
			2	90 - 100	3322541035561	6953209
			3	100 - 110	3322541035578	6953215
			4	110 - 125	3322541035585	6953221
			5	125 - 140	3322541035592	6953238


LiMA : 22.14.02.00.1

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
21 cm	6670	Bleu	0	70 - 80	3322541038142	7000204
			1	80 - 90	3322541038159	7000210
			2	90 - 100	3322541038166	7000227
			3	100 - 110	3322541038173	7000233
			4	110 - 125	3322541038180	7000256
			5	125 - 140	3322541038197	7000262

LiMA : 22.14.02.00.1



Double serrage réglable avec lien de sécurité.



VIDÉO DE MISE EN PLACE



BREVET DÉPOSÉ

LOMBOGIB® PROGRESSIV



CONFIGURATION SIMPLE SERRAGE : STATION DEBOUT OU ASSISE PROLONGÉE
CONFIGURATION DOUBLE SERRAGE : ACTIVITÉ NÉCESSITANT UN MAINTIEN RENFORCÉ

INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs musculaires lombaires (Lumbago).
- Sciatique.
- Lésions lombosacrées.
- Douleurs lombaires chroniques.

LES ATOUTS


- Baleinage en V breveté.
- Tissu fin et ajouré.
- Double serrage réglable en hauteur et amovible pour s'adapter à l'activité.
- Double serrage avec lien de sécurité.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
26 cm	6744	Bleu	0	66 - 80	3322541073365	1098556
			1	80 - 90	3322541073372	1098557
			2	90 - 100	3322541073389	1098558
			3	100 - 110	3322541073396	1098559
			4	110 - 125	3322541073402	1098560
			5	125 - 140	3322541073419	1098561

LiMA : 22.14.01.00.1

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
21 cm	6745	Bleu	0	66 - 80	3322541073426	1098562
			1	80 - 90	3322541073433	1098563
			2	90 - 100	3322541073440	1098564
			3	100 - 110	3322541073457	1098565
			4	110 - 125	3322541073464	1098566
			5	125 - 140	3322541073471	1098567

LiMA : 22.14.01.00.1



REDRESSE-DOS



CORRECTION DE LA POSTURE

INDICATIONS

Pour les affections thoraciques pouvant bénéficier d'une correction de la posture, notamment dans les cas suivants :

- Déficience posturale.
- Douleurs dorsales.

LES ATOUTS

- Facilité de mise en place grâce à son système par boucle.
- Améliore la posture et le contrôle postural.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN	PHARMACODE
6611	Noir	0 JUNIOR	40 - 60	3322541022820	6041508
		1 JUNIOR	60 - 80	3322541022837	6041514
		2	80 - 100	3322541022844	6041520
		3	100 - 120	3322541022851	6041537

LiMA : 22.09.05.00.1

SOUTENIR LE DOS DES FUTURES MÈRES

GIBAUD SOUTIEN VOS LOMBAIRES

Découvrez la ceinture lombaire légère et adaptable pour réduire les douleurs lombaires pendant la grossesse.



VIDÉO
DE MISE EN PLACE



LOMBOGIB® MATERNITY

BREVET DÉPOSÉ



ADAPTABLE À
L'ÉVOLUTION DE
LA GROSSESSE



TISSU
MONOCOUCHE
BREVETÉ AÉRALIS®

SOUTIEN LOMBAIRE POUR FEMME ENCEINTE

INDICATIONS


Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'un soutien sacro-iliaque et suprapubique, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs lombaires liées à la grossesse.

LES ATOUTS

- Soutient et réduit les douleurs lombaires liées à la grossesse.
- Sangles spécifiques luttant contre l'antéversion du bassin (hyperlordose)
- Tissu Aeralis® monocouche breveté doux et respirant.
- Coussin lombaire amovible afin de s'adapter à l'évolution de la lordose durant la grossesse.
- 2 bandeaux, avec gousset d'aisance élastique, adaptables à l'évolution de la grossesse, soutiennent le ventre sans le comprimer.

CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE **B**
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.



Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
26 cm	6653	Bleu	1	80 - 135	3322541033482	6622659

LIMA : 22.14.02.00.1

LA CEINTURE CHALEUR EST UN DISPOSITIF MÉDICAL NON-INVASIF, NATUREL ET DURABLE



CEINTURE CHALEUR



PRÉSERVATION DE LA CHALEUR


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs lombaires.

LES ATOUTS

- Laine Mérinos pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE **B**
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Douce, respirante et confortable

Parce que la ceinture chaleur Gibaud enveloppe et préserve la chaleur corporelle, elle apaise les douleurs lombaires. Composée de laine Mérinos et de fibre Modal®, elle est douce, respirante et confortable.



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
25 cm	4292	Anthracite	S	61 - 75	3322541067326	7809767
			M	75 - 90	3322541067333	7809768
			L	90 - 105	3322541067340	7809769
			XL	105 - 120	3322541067357	7809770
30 cm	4297	Anthracite	M	75 - 90	3322541067524	7809775
			L	90 - 105	3322541067531	7809776
			XL	105 - 120	3322541067548	7809777
			XXL	120 - 140	3322541067555	7809778
25 cm	4293	Ecrû	S	61 - 75	3322541067364	7809771
			M	75 - 90	3322541067371	7809772
			L	90 - 105	3322541067388	7809773
			XL	105 - 120	3322541067395	7809774

GIBAUD

LE SECRET D'UN SOUTIEN DISCRET
DU MATIN AU SOIR



LOMBOGIB® FINESSE

La ceinture tellement discrète
que vous allez l'oublier !

WWW.GIBAUD.CH

Les LOMBOGIB® FINESSE 21 cm et 26 cm vous aident à garder une bonne posture du dos et vous apportent un soutien dorsal pour accomplir les mouvements du quotidien. Elles sont indiquées pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants : douleurs musculaires lombaires (Lumbago) ; sciatique ; lésions lombo-sacrées ; douleurs lombaires chroniques. Demandez conseil à votre professionnel de santé.
GIBAUD (Suisse) SA : Rue Gourgass 23 - 1205 Genève - Tél. 022 328 06 00 - Fax 022 328 02 74 - courriel gibaudsuisse@gibaud.com - www.gibaud.ch

Une société
du groupe
Innothera



CEINTURE THORACIQUE | P.32

ABDOMEN / THORAX

ARBRE DÉCISIONNEL ABDOMEN / THORAX

— QUELLE SITUATION ? —

CHRONIQUE - PRÉVENTION
(OU LORS DES PHASES AIGÜES)

AIGU / URGENT

— QUEL OBJECTIF ? —

RESTRICTION
DE MOUVEMENT
(MAINTIEN)

COMPRESSION
& MAINTIEN

MAINTIEN

COMPRESSION
& SOUTIEN

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



**BANDE
CEINTURE
ABDOMINALE**



**CEINTURE
DE MAINTIEN
ELASTIQUE**



**BANDAGE
HERNIAIRE**



**CEINTURES
THORACIQUES**

— LES INDICATIONS —

Elongation des muscles abdominaux
ou fragilité au niveau abdominal

Hernies inguinales réductibles
uni ou bi latérale
• Port pré ou post opératoire

Fracture costale et
traumatisme costal



BANDE-CEINTURE ABDOMINALE

RESTRICTION DE MOUVEMENT

INDICATIONS

Sans dossard : pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :


- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen.

Avec dossard : pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression de l'abdomen et d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen (post-partum, post-opératoire) associée à : Sciatique, Lumbago / Douleurs lombaires.

LES ATOUTS

- Fermeture auto-agrippante.
- Renfort abdominal réglable.
- Réglages abdominal et lombaire dissociés.



Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
25 cm	6364	Blanc	1	78 - 88	3322547076117	1572690
			2	88 - 98	3322547076124	1572709
			3	98 - 108	3322547076131	1572715
			4	108 - 118	3322547076148	1572721
			5	118 - 128	3322547295495	1887637

LIMA : 05.11.10.00.1



CEINTURE DE MAINTIEN ÉLASTIQUE

COMPRESSION ET MAINTIEN


INDICATIONS

Pour les affections abdominales pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Élongation des muscles abdominaux ou fragilité au niveau de l'abdomen.

LES ATOUTS

- Fermeture auto-agrippante réglable.
- Triple bande élastique.
- Soulage la douleur.



Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
24 cm	6193	Blanc	1	61 - 75	3322546363188	1184657
			2	76 - 90	3322546363195	1184663
			3	91 - 105	3322546363201	1185237
			4	106 - 120	3322546363218	1184686
			5	121 - 135	3322547295440	1887620

LIMA : 05.11.10.00.1



BANDAGE HERNIAIRE


MAINTIEN

INDICATIONS

Hernie inguinale réductible uni- ou bilatérale, port pré et / ou post-opératoire.

LES ATOUTS

- Pelotes anatomiques.
- Sous-cuisses amovibles pour utilisation unilatérale.
- Boucles en plastique.
- Petites pelotes 10,5 x 6 cm.
- Produit mixte.



CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE **B**
Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.

Réf.	Coloris	Taille	Tour de taille en cm	EAN	PHARMACODE
6089	Blanc	1	76 - 89	3322546301968	1158625
		2	89 - 104	3322546301975	1083324
		3	104 - 117	3322546301982	1158631



CEINTURES THORACIQUES

COMPRESSION ET SOUTIEN

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien au niveau de la cage thoracique, notamment dans les cas suivants :

- Fracture costale.
- Traumatisme costal.

LES ATOUTS


- 3 bandes élastiques.
- Fermeture auto-agrippante.
- Soulage la douleur.

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN	PHARMACODE
24 cm	6098	Blanc	1	70 - 100	3322546330432	1158708
			2	100 - 130	3322546330449	1158714

Modèle homme - LiMA : 05.13.02.00.1

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN	PHARMACODE
24 cm	6085	Blanc	1	70 - 95	3322546196755	1449825
			2	95 - 120	3322546196762	1449831

Modèle femme - LiMA : 05.13.02.00.1



CIRCONFÉRENCE DU THORAX **E**
Homme : mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).
Femme : mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

ARBRE DÉCISIONNEL MAIN

— QUELLE SITUATION ? —

AIGU - URGENT

TRAUMATOLOGIE

POIGNET

POIGNET / POUCE

DOIGTS LONGS

— QUEL OBJECTIF ? —

IMMOBILISATION

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



PAGE
37

MANUGIB®
TRAUMA
POIGNET



PAGE
37

MANUGIB®
TRAUMA
POIGNET LONGUE



PAGE
37

MANUGIB®
TRAUMA
POIGNET-POUCE



PAGE
38

ATELLE
DOIGT POIGNET

ENTORSE MOYENNE ———> SÉVÈRE

— LES INDICATIONS —

Entorse & foulures légères à sévères,
sevrage post immobilisation par plâtre,
autres lésions des tissus mous

Tendinopathies, sevrage
après immobilisation par
plâtre, utilisation post
opératoire, pouce du skieur,
autres lésions des tissus
mous

Entorses,
foulures,
luxations,
fractures stables

CHRONIQUE - PRÉVENTION

RHUMATOLOGIE

POUCE

POIGNET / DOIGTS

POIGNET

— QUEL OBJECTIF ? —

IMMOBILISATION RELATIVE / RESTRICTION

IMMOBILISATION
RELATIVE /
RESTRICTION

MAINTIEN /
STABILISATION

— PROTOCOLE RHIZARTHROSE —



PAGE
39

MANUGIB®
RHIZARTHROSE
FONCTION



PAGE
40

MANUGIB®
CANAL
CARIPIEN



PAGE
39

MANUGIB®
DE
QUERVAIN



PAGE
38

MANUGIB®
TENDINITE



PAGE
41

POIGNET
DE FORCE



PAGE
41

POIGNET DE
MAINTIEN

— LES INDICATIONS —

Arthrose trapézo-métacarpienne
du pouce

Syndrome du
canal carpien

Ténosynovite
de De Quervain,
lésion
due à une
surutilisation
du poignet/
pouce, autres
lésions des
tissus mous

Tendinopathie
du poignet,
période du
sevrage après
immobilisation
par plâtre,
bursite,
arthrite, autres
lésions des
tissus mous

Activités avec
un niveau
élevé de
contraintes
et/ou
vibrations
Entorses,
Foulures,
Séquelles
de blessures

Foulures et
entorses
Autres
lésions des
tissus mous

MANUGIB® RHIZARTHROSE FONCTION | P.39



MAIN



LARGE ÉCLISSE
PALMAIRE
ADAPTABLE



3 SANGLES DE
SERRAGE

MANUGIB® TRAUMA POIGNET

IMMOBILISATION


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Entorses et foulures légères à modérées.
- Bursite.
- Sevrage après plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Large éclisse palmaire adaptable.
- 3 sangles de serrage.
- Degrés de liberté complet des doigts.



**CIRCONFÉRENCE
DU POIGNET**
Mesurer la circonférence
du poignet en dessous des
styloïdes.

G

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6508	Noir	0D JUNIOR	11 - 13	3322541015747	5651305
		1D	14 - 16	3322544747904	5936841
		2D	17 - 19	3322544747911	5936864
		3D	20 - 22	3322544747928	5936887
		0G JUNIOR	11 - 13	3322541015754	5651311
		1G	14 - 16	3322544747935	5936858
		2G	17 - 19	3322544747942	5936870
		3G	20 - 22	3322544747959	5936893

LiMA : 22.07.03.00.1



IMMOBILISATION
DES MOUVEMENTS
DU POIGNET



ÉCLISSE
CONFORMABLE

MANUGIB® TRAUMA POIGNET LONGUE

IMMOBILISATION


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Foulures et entorses légères à sévères.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Éclisse palmaire rigide de forme anatomique.
- Éclisse conformable large et capitonnée.



**CIRCONFÉRENCE
DU POIGNET**
Mesurer la circonférence
du poignet en dessous des
styloïdes.

G

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6649	Bleu	0D JUNIOR	10-14	3322541028976	6623966
		1D	14-18	3322541028990	6623989
		2D	18-22	3322541029010	6624003
		0G JUNIOR	10-14	3322541028983	6623972
		1G	14-18	3322541029003	6623995
		2G	18-22	3322541029027	6624026

LiMA : 22.07.03.00.1



IMMOBILISATION
DES MOUVEMENTS DU
POIGNET & DU POUCE



ÉCLISSE
CONFORMABLE

MANUGIB® TRAUMA POIGNET-POUCE

IMMOBILISATION


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants :

- Traumatisme au niveau du poignet / pouce.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Utilisation post-opératoire.
- Pouce du skieur.
- Autres lésions des tissus mous.
- Lésion due à une surutilisation du poignet/pouce.

LES ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Éclisses amovibles conformables.



**CIRCONFÉRENCE
DU POIGNET**
Mesurer la circonférence
du poignet en dessous des
styloïdes.

G

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6650	Bleu	0D JUNIOR	10-14	3322541029034	6623883
		1D	14-18	3322541029058	6623914
		2D	18-22	3322541029072	6623937
		0G JUNIOR	10-14	3322541029041	6623908
		1G	14-18	3322541029065	6623920
		2G	18-22	3322541029089	6623943

LiMA : 22.07.03.00.1



IMMOBILISATION
DES DOIGTS
LONGS



Position
Intrinsèque

ATELLE DE DOIGT POIGNET

IMMOBILISATION


INDICATIONS

Traumatismes des doigts longs pouvant bénéficier d'une immobilisation, notamment dans les cas suivants :

- Entorses.
- Luxations.
- Foulures.
- Fractures stables.

LES ATOUTS

- Éclisse adaptable selon préconisation médicale.
- Positionnement possible en dorsale ou palmaire suivant la localisation du traumatisme.
- Immobilisation en syndactylie : 2^e avec le 3^e doigt (en position dorsale) et 4^e avec le 5^e doigt (en position palmaire).



LONGUEUR DE LA MAIN
Mesurer la longueur entre le poignet et l'extrémité du doigt lésé.

H

Réf.	Coloris	Taille	Long. entre l'extrémité du doigt lésé et le poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6610	Noir	1	< 13	3322541022721	5987732
		2	13 - 17	3322541022738	5987749
		3	17 - 20	3322541022745	5987755
		4	20 - 23	3322541022752	5987761

LiMA : 22.06.04.00.1



MANUGIB® TENDINITE



RESTRICTION
DES MOUVEMENTS
DU POIGNET



ÉCLISSE
CONFORMABLE

RESTRICTION DE MOUVEMENT


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Tendinopathie du poignet.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Bursite.
- Arthrite.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Pelote de confort comblant l'arche palmaire.
- Restriction des mouvements du poignet.
- Patte unique d'adaptation.



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

G

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6686	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541040121	7207187
		2D	15,5 - 18	3322541040145	7207201
		3D	18 - 21	3322541040169	7207224
		1G	13,5 - 15,5	3322541040138	7207193
		2G	15,5 - 18	3322541040152	7207218
		3G	18 - 21	3322541040176	7207230

LiMA : 22.07.01.00.1



MANUGIB® DE QUERVAIN

 RESTRICTION
DES MOUVEMENTS
DU POIGNET & DU POUCE

 ÉCLISSE
CONFORMABLE

RESTRICTION DE MOUVEMENT

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants :

- Ténosynovite de De Quervain*.
- Lésion due à une surutilisation du poignet / pouce.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- Éclisse latérale de maintien de la colonne du pouce.
- Pattes d'adaptation (du poignet et du pouce).

* Tendinite du pouce



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6685	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541040060	7207247
		2D	15,5 - 18	3322541040084	7207276
		3D	18 - 21	3322541040107	7207299
		1G	13,5 - 15,5	3322541040077	7207253
		2G	15,5 - 18	3322541040091	7207282
		3G	18 - 21	3322541040114	7207307

LiMA : 22.07.01.00.1



MANUGIB® RHIZARTHROSE FONCTION

 PORT
DIURNE

 STABILISATION DU
POUCE & SOULAGEMENT
DE LA DOULEUR

RESTRICTION DE MOUVEMENT

INDICATION

Arthrose trapézo-métacarpienne du pouce.

LES ATOUTS

- Stabilisation du pouce jusqu'au poignet et préservation de la préhension en évitant les mouvements douloureux.
- Pattes d'adaptation (pouce et poignet).
- Doublure en maille polaire.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6683	Bleu	1D	13,5 - 15,5	3322541039941	7207388
		2D	15,5 - 18	3322541039965	7207402
		3D	18 - 21	3322541039989	7207425
		1G	13,5 - 15,5	3322541039958	7207394
		2G	15,5 - 18	3322541039972	7207419
		3G	18 - 21	3322541039996	7207431

LiMA : 22.06.05.00.1



Avec palette digitale



Sans palette digitale



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

MANUGIB® CANAL CARPIEN

BREVET DÉPOSÉ



PORT
DIURNE
ET NOCTURNE



SOULAGE
LA DOULEUR

RESTRICTION DE MOUVEMENT

INDICATION

Syndrome du canal carpien.



3 PREMIERS DOIGTS
Fourmillements nocturnes

LES ATOUTS

- Angulation poignet / main, position de référence en rectitude avec réglages possibles entre +20° et -20°.
- Palette digitale amovible et adaptable.
- Coussins antiglisses.
- Ouverture complète au niveau du canal carpien (pas de zone de pression dorso-palmaire).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6603	Gris	1D	<14	3322541016423	5725073
		2D	14 - 16	3322541016447	5725104
		3D	17 - 20	3322541016461	5725127
		4D	21 - 24	3322541017628	5933819
		1G	<14	3322541016430	5725096
		2G	14 - 16	3322541016454	5725110
		3G	17 - 20	3322541016478	5725133
		4G	21 - 24	3322541017635	5933825

LiMA : 22.07.04.00.1



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

POIGNET-POUCE DE MAINTIEN



BALEINE
EN ACIER



TISSU
COMPRESSIF

COMPRESSION & MAINTIEN

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une compression et/ou d'un maintien du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants :

- Foulures.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Le produit permet la compression du poignet.
- La baleine en acier permet de maintenir le poignet et le pouce.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
5005	Noir	1	14 - 15	3322544685046	3532795
		2	16 - 17	3322544685053	3534162
		3	18 - 19	3322544685060	3534156
		4	19 - 21	3322544685077	3534133

LiMA : 05.07.01.00.1



POIGNET DE FORCE



MAINTIEN ET STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un maintien et d'une stabilisation du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Activités avec un niveau élevé de contraintes et/ou de vibrations.
- Entorses.
- Foulures.
- Complications après traumatismes.

LES ATOUTS

- La bande auto-agrippante permet de personnaliser le serrage du poignet de force pour assurer un maintien ferme mais confortable.
- Le capitonnage contribue au confort et protège votre poignet.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6420	Noir	1	14 - 16	3322547920083	2766284
		2	17 - 19	3322547920090	2766290
		3	20 - 22	3322547920106	2766309

LiMA : 05.07.12.00.1



POIGNET DE MAINTIEN



COMPRESSION ET MAINTIEN

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une compression au niveau du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Foulures.
- Entorses.
- Autres lésions des tissus mous.

ATOUT

- Le produit permet la compression du poignet.



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
5033	Noir	1	13 - 15	3322541011428	5159372
		2	15 - 17	3322541011435	5159389
		3	17 - 19	3322541011442	5159395
		4	19 - 21	3322541011459	5159403

LiMA : 05.07.10.00.1

COUDE



COUDIÈRE | P.45

ARBRE DÉCISIONNEL **COUDE**

— QUELLE SITUATION ? —

CHRONIQUE - PRÉVENTION
(OU LORS DES PHASES AIGUËS)

— QUEL OBJECTIF ? —

MAINTIEN

COMPRESSION

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



PAGE
44

ELBOWGIB®



PAGE
44

TENNIS ELBOW



PAGE
45

COUDIÈRE

— LES INDICATIONS —

Affections du coude telles que les épicondylites

Épicondylite médiale et latérale
• Douleur et gonflement du coude



BREVET DÉPOSÉ



ELBOWGIB®

MAINTIEN

INDICATION

Pour les affections du coude telles que les épicondylites.

LES ATOUTS

- La structure semi-rigide à double courbure brevetée est conçue pour éviter l'effet garrot et les deux pelotes de compression en silicone antiglisse contribuent au soulagement de la douleur.
- La sangle non élastique permet de serrer le bracelet d'une manière ferme mais confortable.



Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude en cm	EAN	PHARMACODE
6478	Gris	1	22 - 26	3322544632026	3596708
		2	27 - 32	3322544632033	3596714
		3	33 - 38	3322544632057	3596720

LiMA : 22.08.06.00.1



TENNIS ELBOW



MAINTIEN

INDICATION

Pour les affections du coude telles que les épicondylites.

ATOUT

- Les deux pelotes de compression en mousse sont conçues pour soulager la douleur.

Réf.	Coloris	Taille unique	EAN	PHARMACODE
5006	Noir		3322544685336	4829185

LiMA : 22.08.06.00.1



COUDIÈRE

3D
TEXTILE
COMPRESSIF

↑
DOUX &
RESPIRANT

♂ ♀
MODÈLE MIXTE

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS

Pour les affections du coude pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Épicondylite médiale et latérale.
- Douleur et gonflement du coude.
- Instabilités du coude.

LES ATOUTS

- Ce textile 3D compressif restaure vos sensations par la proprioception*.
- Doux et respirant, ce textile de soin "seconde peau" protège votre coude en laissant respirer la peau.

*Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.



CIRCONFÉRENCE DE L'AVANT-BRAS
Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.

N



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de l'avant-bras en cm	EAN	PHARMACODE
6728	Bleu	1	22 - 24	3322541068354	7793688
		2	24 - 26	3322541068361	7793689
		3	26 - 28	3322541068378	7793690
		4	28 - 30	3322541068385	7793691
		5	30 - 32	3322541068392	7793692

LiMA : 05.08.06.00.1

ARBRE DÉCISIONNEL **GENOU**

— QUELLE SITUATION ? —

AIGU - URGENT

ATTEINTES

— QUEL OBJECTIF ? —

IMMOBILISATION

IMMOBILISATION
AVEC RÉGLAGE
D'AMPLITUDE

STABILISATION
AVEC RÉGLAGE
D'AMPLITUDE
(MAINTIEN)

STABILISATION
(MAINTIEN)

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



PAGE
51

ATTELLE DE GENOU
0°
UNIVERSELLE



PAGE
51

ATTELLE DE GENOU
AÉRÉE
0°/20°
STD



PAGE
52

GENUGIB®
POLY-C



PAGE
52

GENUGIB®
POST- OP



PAGE
52

GENUGIB®
ROM



PAGE
53

GENUGIB®
STAB



PAGE
53

GENUGIB®
OPEN

— LES INDICATIONS —

- Lésions traumatiques
- Immobilisations d'urgence
- Immobilisations pré /post-opératoires

Immobilisations
post-opératoire/post-lésion
et/ou contrôle de l'amplitude
du mouvement

Entorses et instabilités
légères à modérées
du ligament croisé
antérieur ou postérieur,
des ligaments
collatéraux médial et
latéral

Entorses et instabilités
médiales / latérales
légères à modérées

AIGU - URGENT

LIGAMENTAIRES

ATTEINTES ROTULIENNES

STABILISATION
(MAINTIEN)

COMPRESSION
PROPRIOCEPTIVE*

COMPRESSION PRO-
PRIOCEPTIVE



PAGE
54

GENUGIB®
3D
ARTICULÉE



PAGE
55

GENUGIB®
3D
LIGAMENTAIRE



PAGE
55

GENUGIB®
3D



PAGE
56

QUADRIGIB®
3D



PAGE
54

GENUGIB®
3D
ROTULIENNE

Entorses et
instabilités
médiales /
latérales légères
à modérées

Entorse légère
• Sensation /
sentiment
d'instabilité
• Douleur
au genou
• Chondromalacie

Foulures
et entorses
légères
• Sensation
d'instabilité
• Douleur
au genou

Déchirures
musculaires en phase
aiguë ou lors de la
rééducation
• Claquages
• Élongations

Tendinopathies
rotuliennes

*Quadrigib® 3D n'apporte pas de proprioception

ARBRE DÉCISIONNEL **GENOU**

— QUELLE SITUATION ? —

CHRONIQUE - PRÉVENTION SECONDAIRE
(RÉCIDIVE)

**ARTHROSE
DU GENOU**

**ATTEINTES
ROTULIENNES**

— QUEL OBJECTIF ? —

MAINTIEN &
PRÉSERVATION
DE LA CHALEUR

PRÉSERVATION
DE LA CHALEUR

COMPRESSION
PROPRIOCEPTIVE

SOUTIEN

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



DV4
GENOUILLÈRE



CHALEUR
GENOUILLÈRE



GENUGIB®
3D
ROTULIENNE



**SOUTIEN
ROTULIEN**

— LES INDICATIONS —

Arthrose fémoro-tibiale

Tendinopathie rotulienne

- Arthrose fémoro-patellaire
 - Chondromalacie
 - Douleur au genou
- Sensation / sentiment d'instabilité

Tendinopathies rotuliennes

- Instabilités de la rotule

CHRONIQUE - PRÉVENTION SECONDAIRE (RÉCIDIVE)

ATTEINTES LIGAMENTAIRES

STABILISATION (MAINTIEN)

COMPRESSION
PROPRIOCEPTIVE



PAGE
53

GENUGIB®
STAB



PAGE
53

GENUGIB®
OPEN



PAGE
54

GENUGIB®
3D
ARTICULÉE



PAGE
55

GENUGIB®
3D
LIGAMENTAIRE



PAGE
56

GENUGIB®
3D

Entorses et instabilités médiales / latérales
légères à modérées

Entorse légère
• Sensation/
sentiment
d'instabilité
• Douleur au genou
• Chondromalacie

Foules et entorses
légères
• Sensation
d'instabilité
• Douleur
au genou



GENOU

GENUGIB® 3D ARTICULÉE | P.54



ATTELLE DE GENOU 3-PANS 0° UNIVERSELLE

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une immobilisation du genou, notamment dans les cas suivants :


- Lésions traumatiques au genou.
- Immobilisation d'urgence.
- Immobilisation pré/post-opératoire du genou.

LES ATOUTS

- Sangle de pré-positionnement.
- Attelle 3 pans : réglable en largeur.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

Réf.	Coloris	Taille	Longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet en cm	EAN	PHARMACODE
6910	Noir	0 JUNIOR	30	3322541070531	7826024
		1	40	3322541070548	7826025
		2	50	3322541070555	7826026
		3	60	3322541070562	7826027
		4	70	3322541070579	7826028

LiMA : 22.04.03.00.1



ATTELLE DE GENOU 1-PAN 0°/20° STANDARD

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une immobilisation du genou, notamment dans les cas suivants :


- Lésions traumatiques au genou.
- Immobilisation d'urgence.
- Immobilisation pré/post-opératoire du genou.

LES ATOUTS

- Sangle de pré-positionnement.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.
- Baleines latérales amovibles 0° ou 20° de flexion.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence 20 cm au-dessus du centre de la rotule (Patella) en cm	Longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet en cm	EAN	PHARMACODE
6911	Noir	0 JUNIOR	30-40	30	3322541070586	7826029
		1	45-55	50	3322541070593	7826030
		2	55-65	50	3322541070609	7826031
		3	45-55	60	3322541070616	7826032
		4	55-65	60	3322541070623	7826033

LiMA : 22.04.03.00.1





GENUGIB® POLY-C



ARTICULATIONS
POLYCENTRIQUES
ENGRENÉES



RÉGLAGE
DE L'AMPLITUDE
DE L'ARTICULATION

IMMOBILISATION AVEC RÉGLAGE D'AMPLITUDE

INDICATIONS

Immobilisation post-opératoire/post-lésion au genou et/ou contrôle de l'amplitude de mouvement.



LES ATOUTS

- Pièce silicone d'encastrement TTA (Tubérosité Tibiale Antérieure).
- Articulations polycentriques engrenées à réglage d'amplitude.

FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

Haut.	Réf.	Coloris	Taille unique	EAN	PHARMACODE
40 cm	6504	Noir		3322544706123	3595235

LiMA : 22.04.02.00.1



GENUGIB® POST-OP



ARTICULATIONS
POLYCENTRIQUES
ENGRENÉES



RÉGLAGE
DE L'AMPLITUDE
DE L'ARTICULATION

IMMOBILISATION AVEC RÉGLAGE D'AMPLITUDE

INDICATIONS

Immobilisation post-opératoire/post-lésion au genou et/ou contrôle de l'amplitude de mouvement.



LES ATOUTS

- Pièce silicone d'encastrement TTA (Tubérosité Tibiale Antérieure).
- Montants avec bras de levier important.
- Articulations polycentriques engrenées à réglage d'amplitude.

FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

Haut.	Réf.	Coloris	Taille unique	EAN	PHARMACODE
50 cm	6498	Noir		3322544706130	3595241

LiMA : 22.04.02.00.1



GENUGIB® ROM



OUVERTURE ANTERIEURE
TOTALE POUR LA MISE
EN PLACE



ARTICULATIONS POLYCENTRIQUES
ENGRENÉES À RÉGLAGE
D'AMPLITUDE




RÉGLAGE DU SERRAGE
AVEC 6 SANGLES EN APPUI
CONTRE-APPUI

STABILISATION AVEC RÉGLAGE D'AMPLITUDE

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité autour du genou, notamment dans les cas suivants :

- Entorses et instabilités légères à modérées du ligament croisé antérieur ou postérieur, des ligaments collatéraux médial et latéral.



CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchi) au niveau du milieu de la rotule.

LES ATOUTS

- Articulations polycentriques engrenées à réglage d'amplitude.
- Montants latéraux rigides.
- 2 pelotes rotuliennes en demi-anneaux pour positionner la rotule au centre.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

FLEXION	0°	45°	60°	75°	90°
EXTENSION	0°	10°	20°	30°	40°

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN	PHARMACODE
6902	Bleu	1	31 - 34	3322541070401	7826046
		2	34 - 37	3322541070418	7826047
		3	37 - 40	3322541070425	7826048
		4	40 - 43	3322541070432	7826049
		5	43 - 46	3322541070449	7826050
		6	46 - 50	3322541070456	7826051

LiMA : 22.04.02.00.1



Cales de réglage de l'amplitude en flexion et extension



GENUGIB® OPEN



AJUSTEMENT
DU SERRAGE
PAR 4 SANGLES



ARTICULATIONS
POLYCENTRIQUES
ENGRÉÉES



RESPIRABILITÉ

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants:

- Entorses et instabilités médiales / latérales légères à modérées.

LES ATOUTS

- Ouverture antérieure totale: facilite la mise en place et le réglage.
- Fenêtre patellaire avec 2 pelotes rotuliennes en demi-anneaux pour positionner la rotule au centre.
- Articulations polycentriques engrénées.
- Montants latéraux rigides, amovibles et conformables.
- 4 sangles en appui/contre-appui.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN	PHARMACODE
6900	Bleu	1	31 - 34	3322541070289	7826040
		2	34 - 37	3322541070296	7826041
		3	37 - 40	3322541070302	7826042
		4	40 - 43	3322541070319	7826043
		5	43 - 46	3322541070326	7826044
		6	46 - 50	3322541070333	7826045

LiMA : 05.04.13.00.1



CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.



GENUGIB® STAB



ANNEAU ROTULIEN
AVEC GOUTTIÈRE



ARTICULATIONS
POLYCENTRIQUES
ENGRÉÉES



RESPIRABILITÉ

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants:

- Entorses et instabilités médiales/latérales légères à modérées.

LES ATOUTS

- Anneau rotulien avec gouttière en silicone.
- Articulations polycentriques engrénées.
- Montants latéraux rigides, amovibles et conformables.
- 4 sangles en appui/contre-appui.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN	PHARMACODE
6901	Bleu	1	31 - 34	3322541070340	7826034
		2	34 - 37	3322541070357	7826035
		3	37 - 40	3322541070364	7826036
		4	40 - 43	3322541070371	7826037
		5	43 - 46	3322541070388	7826038
		6	46 - 50	3322541070395	7826039

LiMA : 05.04.13.00.1



CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.



GENGIB® 3D ARTICULÉE



AJUSTEMENT
DU SERRAGE
PAR 4 SANGLES



FACILITÉ DE MISE
EN PLACE ET
D'ENFILAGE



RÉALIGNEMENT

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants :


- Entorses et instabilités médiales / latérales légères à modérées.

LES ATOUTS

- 4 sangles pour 2 configurations de mise en place.
- Anneau ligamentaire.
- Articulations polycentriques engrenées.
- Coutures fines et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.



VIDÉO DE MISE
EN PLACE



CIRCONFÉRENCE GENOU & CUISSE

Mesurer :

- La circonférence du genou.
- La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.

Conçu et fabriqué avec attention
dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou	EAN	PHARMACODE
6904	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541073136	1098573
		2	33 - 38	40 - 50	3322541073143	1098574
		3	38 - 43	45 - 55	3322541073150	1098575
		4	43 - 48	50 - 60	3322541073167	1098576
		5	48 - 53	55 - 65	3322541073174	1098577

LiMA : 05.04.13.00.1



GENGIB® 3D ROTULIENNE



FACILITÉ DE MISE
EN PLACE ET
D'ENFILAGE



RÉALIGNEMENT



SYSTÈME
ANTIGLISSÉ



SANS
LATEX

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS


Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Tendinopathie rotulienne.
- Arthrose fémoro-patellaire.
- Chondromalacie.
- Douleur au genou.
- Sensation/sentiment d'instabilité.

LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de 20-36 mmHg comparable classe 2.
- Anneau rotulien silicone avec gouttière.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisse.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.



CIRCONFÉRENCE GENOU & CUISSE

Mesurer :

- La circonférence du genou.
- La circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN	PHARMACODE
6678B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541075062	1098588
		2	33 - 38	40 - 50	3322541075079	1098589
		3	38 - 43	45 - 55	3322541075086	1098590
		4	43 - 48	50 - 60	3322541075093	1098591
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075109	1098592

LiMA : 05.04.12.00.1

Conçu et fabriqué avec attention
dans nos ateliers de Saint-Étienne.



GENUGIB® 3D LIGAMENTAIRE



FACILITÉ DE MISE
EN PLACE ET
D'ENFILAGE



RÉALIGNEMENT



SYSTÈME
ANTIGLISSÉ



SANS
LATEX

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Entorse légère.
- Sensation/sentiment d'instabilité.
- Douleur au genou.
- Chondromalacie.

LES ATOUTS


- Compression proprioceptive* de 20-36 mmHg comparable classe 2.
- Baleinage latéral renforcé.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisse.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

PLI DU
GENOU
AJOURÉ

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN	PHARMACODE
6677B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541075017	1098583
		2	33 - 38	40 - 50	3322541075024	1098584
		3	38 - 43	45 - 55	3322541075031	1098585
		4	43 - 48	50 - 60	3322541075048	1098586
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075055	1098587

LiMA : 05.04.12.00.1



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



GENUGIB® 3D



FACILITÉ DE MISE
EN PLACE ET
D'ENFILAGE



SYSTÈME
ANTIGLISSÉ



SANS
LATEX

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS

Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Foulure et entorse légère.
- Sensation/sentiment d'instabilité.
- Douleur au genou.


LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de 20-36 mmHg comparable classe 2.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Système antiglisse.
- Zone du pli du genou ajourée.
- Tricot 3D : Finesse.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN	PHARMACODE
6676B	Bleu	1	28 - 33	35 - 45	3322541074966	1098578
		2	33 - 38	40 - 50	3322541074973	1098579
		3	38 - 43	45 - 55	3322541074980	1098580
		4	43 - 48	50 - 60	3322541074997	1098581
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075000	1098582

LiMA : 05.04.10.00.1



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.



QUADRIGIB® 3D



FACILITÉ DE MISE
EN PLACE ET
D'ENFILAGE



SYSTÈME
ANTIGLISSÉ



SANS
LATEX

COMPRESSION

INDICATIONS

Pour les affections de la cuisse pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Déchirures musculaires en phase aiguë ou lors de la rééducation.
- Claquages.
- Élongations.

LES ATOUTS

- Compression de classe 2.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Tricot 3D : Finesse.



CIRCONFÉRENCE DE LA CUISSE
Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du genou en cm	EAN	PHARMACODE
6681	Bleu	1	43 - 51	3322541041845	7229645
		2	51 - 59	3322541041852	7229651
		3	59 - 67	3322541041869	7229668



SOUTIEN ROTULIEN



DOUBLE PELOTE
CENTRALE




SANGLE
AJUSTABLE

SOUTIEN

INDICATIONS

- Tendinopathie rotulienne.
- Instabilité de la rotule.



CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchi) au niveau du milieu de la rotule.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou sous la rotule en cm	EAN	PHARMACODE
5004	Noir	0 (S)	< 31	3322544855937	7829183
		1 (M)	> 31	3322544685039	7829184

LIMA : 22.04.10.00.1



GENOUILLÈRE DV4



RESPIRABILITÉ



DEUX ARMATURES
SOUPLES



SYSTÈME
ANTIGLISSÉ

MAINTIEN & PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

INDICATIONS

- Arthrose fémoro-tibiale.

LES ATOUTS

- Tricot en laine.
- 2 armatures souples.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN	PHARMACODE
6618	Anthracite	1	33 - 37	3322541023698	6131447
		2	38 - 42	3322541023704	6131453
		3	43 - 47	3322541023711	6131476
		4	48 - 52	3322541023728	6131482
		5	52 - 57	3322541023735	6131499

LiMA : 05.04.12.00.1



CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

L



GENOUILLÈRE CHALEUR



DOUCEUR
MÉRINOS



MODAL NATUREL
& RESPIRANT

PRÉSERVATION DE LA CHALEUR

INDICATIONS

- Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adithermiques de la laine Mérinos, notamment dans le cas suivant :
- Arthrose.

LES ATOUTS

- Laine pour préserver la chaleur naturellement.
- Fibre Modal® d'origine naturelle pour davantage de douceur et de respirabilité.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du genou en cm	EAN	PHARMACODE
4299	Anthracite	S	31 - 36	3322541067593	7809782
		M	36 - 41	3322541067609	7809783
		L	41 - 46	3322541067616	7809784
		XL	46 - 51	3322541067623	7809785



CIRCONFÉRENCE DU GENOU
Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.

L



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

ARBRE DÉCISIONNEL CHEVILLE

— QUELLE SITUATION ? —

AIGU - URGENT

— QUEL OBJECTIF ? —

IMMOBILISATION /
RESTRICTION DE MOUVEMENT

STABILISATION / RESTRICTION DE MOUVEMENT

— LA RECOMMANDATION GIBAUD —



**WALKER
DEFEND AIR**



**ORTHÈSE
STABILISATRICE
DE CHEVILLE À AIR**



**ORTHÈSE
STABILISATRICE
DE CHEVILLE
À MOUSSE**

— LES INDICATIONS —

- Fractures stables
 - Lésions des tissus mous
 - Utilisation post-opératoire, traumatologique ou en réadaptation
- Entorse de la cheville de grade 2 et 3

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères
 - Sevrage après période d'immobilisation
 - Utilisation post-chirurgicale

CHRONIQUE - PRÉVENTION

COMPRESSION
PROPRIOCEPTIVE
& RESTRICTION
DES MOUVEMENTS D'INVERSION



MALLÉOGIB®
3D STRAP



MALLÉOGIB®
3D

Entorses bénignes à
moyennes

Phase de rééducation après un traumatisme
de la cheville • Foulures et entorses légères
• Instabilité fonctionnelle



CHEVILLE

MALLÉOGIB® 3D STRAP | P.62

ORTHÈSES



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE À AIR

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion / éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :

- Entorses aiguës de la cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville
- Sevrage après plâtre ou bottes d'immobilisation.
- Réadaptation après traumatisme de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

ATOUT

- Forme anatomique adaptable, par coussins d'air gonflables.

Réf.	Coloris	Pointure unique*	EAN	PHARMACODE
6522	Blanc	1	3322544210507	4091666

LiMA : 22.02.01.00.1

*Pointure 36 ou 45



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE À MOUSSE

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion / éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réhabilitation des blessures de la cheville et/ou utilisation post-chirurgicale.

LES ATOUTS

- Mousse résiliente.
- Coques rigides bilatérales.

Réf.	Coloris	Pointure unique*	EAN	PHARMACODE
6413	Blanc	1	3322547843023	2664767

LiMA : 22.02.01.00.1

*Pointure 36 ou 45



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE JUNIOR

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion / éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réhabilitation des blessures de la cheville et / ou utilisation post-chirurgicale.

LES ATOUTS

- Coques rigides anatomiques bilatérales.
- Mousse résiliente.
- Bras de levier adapté à la morphologie de l'enfant.

Réf.	Coloris	Pointure (< 35)	EAN	PHARMACODE
6597	Noir	1 JUNIOR	3322541015716	5651268

LiMA : 22.02.01.00.1

CHEVILLÈRES



BREVET DÉPOSÉ



SANGLE BREVETÉE
À EFFET
ANTI-VARUS



FACILITÉ DE MISE
EN PLACE ET
D'ENFILAGE



LE STRAP
CONTIENT
DU LATEX

MALLÉOGIB® 3D STRAP

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE ET RESTRICTION DES MOUVEMENTS D'INVERSION

INDICATIONS

Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression et limitation du mouvement d'inversion, notamment dans les cas suivants :

- Entorse bénigne à moyenne (non oedémateuse).
- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Instabilité fonctionnelle.


LES ATOUTS

- Sangle brevetée amovible à effet anti-varus.
- Compression proprioceptive* de 20-36 mmHg comparable classe 2.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone spécifique de décompression à structure ajourée sur le cou-de-pied.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.



CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE
Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm	EAN	PHARMACODE
6680	Bleu	1	18 - 20	3322541041791	7229585
		2	20,5 - 23	3322541041807	7229591
		3	23,5 - 26	3322541041814	7229616
		4	26,5 - 29	3322541041821	7229622
		5	29,5 - 32	3322541041838	7229639

LiMA : 05.02.14.00.1



MALLÉOGIB® 3D



RESPIRABILITÉ



FACILITÉ DE MISE
EN PLACE ET
D'ENFILAGE



SANS
LATEX

COMPRESSION PROPRIOCEPTIVE

INDICATIONS


Pour les affections de la cheville pouvant bénéficier d'une compression, notamment dans les cas suivants :

- Phase de rééducation après un traumatisme de la cheville.
- Foulures et entorses légères.
- Instabilité légère.


LES ATOUTS

- Compression proprioceptive* de 20-36 mmHg comparable classe 2.
- Couture fine et zone de décompression facilitant la mise en place et l'enfilage.
- Zone spécifique de décompression à structure ajourée sur le cou-de-pied.

* Capacité à ressentir la position de votre corps dans l'espace.



CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE
Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.



Conçu et fabriqué avec attention dans nos ateliers de Saint-Étienne.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm	EAN	PHARMACODE
6679	Bleu	1	18 - 20	3322541041746	7229527
		2	20,5 - 23	3322541041753	7229533
		3	23,5 - 26	3322541041760	7229556
		4	26,5 - 29	3322541041777	7229562
		5	29,5 - 32	3322541041784	7229579

LiMA : 05.02.11.00.1

WALKER / BOTTES DE MARCHÉ

LES ATOUTS COMMUNS

- Capitonnage en mousse épaisse de la semelle intérieure, des malléoles et du talon pour un meilleur confort.
- Semelle amortissante absorbant les chocs pour un impact réduit à l'attaque du pas.
- Semelle incurvée qui permet un déroulé de pas stable et naturel.



WALKER DEFEND AIR

IMMOBILISATION

INDICATIONS

- Entorse de la cheville de grade II/III.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcaneus et de la malléole médiale.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN	PHARMACODE
6757	Bleu	2	36 - 40	h 24 cm	4719894925233	1104833
		3	40 - 43	h 25 cm	4719894925240	1104834
		4	43 - 46	h 28 cm	4719894925257	1104835
		5	46 - 49	h 30 cm	4719894925264	1104836

LiMA : 22.03.03.00.1



WALKER DEFEND AIR SHORT

IMMOBILISATION

INDICATIONS

- Entorse de la cheville de grade II/III.
- Post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons.
- Fracture stable de la fibula, du talus, du calcaneus et de la malléole médiale.

Réf.	Coloris	Taille	Pointure	Haut.	EAN	PHARMACODE
6758	Bleu	2	36 - 40	h 24 cm	4719894925196	1104837
		3	40 - 43	h 25 cm	4719894925202	1104838
		4	43 - 46	h 28 cm	4719894925219	1104839
		5	46 - 49	h 30 cm	4719894925226	1104840

LiMA : 22.03.03.00.1

POST-OP CHAUSSURES À DÉCHARGE

AVANT-PIED COURTE

MODÈLE MIXTE



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :


- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.

LES ATOUTS

- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par boucles et double serrage.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

Réf.	Taille	Pointure	EAN	PHARMACODE
8269	1	35 - 38	3322541043979	1098910
	2	39 - 42	3322541043986	1098911
	3	43 - 46	3322541043993	1098912

LiMA : 26.01.04.02.1



AVANT-PIED LONGUE

MODÈLE MIXTE



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :

- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.
- Syndrome algoneurodystrophique.
- Crise de goutte.

LES ATOUTS

- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par bande auto-agrippante.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

Réf.	Taille	Pointure	EAN	PHARMACODE
8270	1	35 - 36	3322541044006	1098913
	2	37 - 38	3322541044013	1098914
	3	39 - 40	3322541044020	1098915
	4	41 - 42	3322541044037	1098916
	5	43 - 44	3322541044044	1098917
	6	45 - 46	3322541044051	1098918
	7	47 - 48	3322541044068	1098919

LiMA : 26.01.04.02.1



DU TALON

MODÈLE MIXTE



INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'arrière-pied, notamment dans les cas suivants :

- Fracture ou fissures du calcanéum.
- Blessures ou ulcères du talon.
- Bursite rétrocalcaneenne.

LES ATOUTS

- Partie textile capitonnée et respirante.
- Système de fermeture par boucles et double serrage.
- Zones de frottement limitées.
- Convient aux pieds droit ou gauche.

Réf.	Taille	Pointure	EAN	PHARMACODE
8271	1	35 - 36 - 37	3322541044075	1098920
	2	38 - 39 - 40	3322541044082	1098921
	3	41 - 42 - 43	3322541044099	1098922
	4	44 - 45 - 46	3322541044105	1098923

LiMA : 26.01.04.02.1



HALLUX VALGUS



REDRESSEUR HALLUX VALGUS



RÉALIGNEMENT
DU GROS ORTEIL



PORT NOCTURNE

RÉALIGNEMENT DU GROS ORTEIL

INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'un réalignement du gros orteil, notamment dans le cas suivant :

- Hallux Valgus réductible.

LES ATOUTS

- Port à même la peau grâce à une matière textile souple et douce.
- Intuitivité et simplicité de la mise en place grâce à une ergonomie adaptée.
- Discrétion assurée par la finesse et le coloris nude.
- Confort au porté et adaptabilité avec un coussin de protection de l'hallux et un système de rappel souple et une large amplitude de réglage.

PROTOCOLE DE PORT

- Le redresseur HV est à usage nocturne. Il peut également être porté dans la journée pendant les périodes d'inactivité.

Réf.	Coloris	Taille	EAN	PHARMACODE
6800	Nude	D	3322541065650	1098908
		G	3322541065667	1098909

LiMA : 22.01.01.00.1

TALONNETTES



PLACEMENT
INTUITIF

SURÉLÉVATION TALON



INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une surélévation du talon, notamment dans les cas suivants :

- Tendinopathie d'Achille.
- Douleurs au talon.
- Épine calcanéenne.

ATOUT

- Zone d'appui permettant un meilleur placement du talon.

Réf.	Coloris	Haut.	Taille	Pointure	EAN	PHARMACODE
6369	Bleu	8 mm	1	34 - 38	3322547076087	5921420
		8,5 mm	2	39 - 42	3322547076094	5921437
		8,5 mm	3	43 - 48	3322547076100	5921443

Conçu et fabriqué
en France

JUNIOR

COLLIERS CERVICAUX C1 | P.66



COLLIERS CERVICAUX C1 SOUPLES

RESTRICTION FAIBLE


INDICATIONS

Pour les affections mineures du cou ou les pathologies pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement de la colonne cervicale, notamment dans les cas suivants :

- Traumatismes d'extension du cou (entorse cervicale).
- Hernie discale cervicale.

LES ATOUTS

- Restreint l'amplitude du mouvement de la colonne cervicale.
- Housse de protection amovible.



COLLIER CERVICAL

- 1 - Mesurer la circonférence à la base du cou
- 2 - Hauteur fourchette sternale - sous le menton. Regard horizontal.

A

Haut.	Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur	EAN	PHARMACODE
6 cm	6625	Gris	0 JUNIOR	28 - 31	3322541024152	6270887

LiMA : 22.12.01.00.1



GILET DE SÉRIE BLOCAGE D'ÉPAULE

IMMOBILISATION


INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants :

- Instabilités/traumatismes de l'épaule.
- Avant ou après une intervention chirurgicale.
- Réparations/distensions des tissus mous.

ATOUT

- Tissu léger.



F
CIRCONFÉRENCE DU THORAX + HUMÉRUS
Mesurer la circonférence thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax sous la poitrine + humérus en cm	EAN	PHARMACODE
4209	Noir	0 JUNIOR	< 45	3322541008060	4791406
		1 JUNIOR	45 - 55	3322541008077	4791398

LiMA : 22.09.01.00.1



BANDOULIÈRE À POCHE

SOUTIEN


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'un soutien du bras, notamment dans les cas suivants :

- Après un traumatisme et avant ou après une intervention chirurgicale.
- Soutien d'un plâtre ou d'une attelle.

LES ATOUTS

- Réglage par boucle coulissante.
- Soutient le bras.



E
CIRCONFÉRENCE DU THORAX
Homme : mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras). Femme : mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN	PHARMACODE
6507	Noir	00 JUNIOR	< 45	3322541008411	5922477
		0 JUNIOR	45 - 60	3322546048030	5922454

LiMA : 05.10.03.00.1



REDRESSE-DOS

SOUTIEN DE LA POSTURE & APAISE LE MAL DE DOS

INDICATIONS


Pour les affections thoraciques pouvant bénéficier d'une correction de la posture, notamment dans les cas suivants :

- Déficience posturale.
- Douleurs dorsales.



LES ATOUTS

- Facilité de mise en place grâce à son système par boucle.
- Améliore la posture et le contrôle postural.



E
CIRCONFÉRENCE DU THORAX
Homme : mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras). Femme : mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du thorax en cm	EAN	PHARMACODE
6611	Noir	0 JUNIOR	40 - 60	3322541022820	6041508
		1 JUNIOR	60 - 80	3322541022837	6041514

LiMA : 22.09.05.00.1



BLOCAGE CLAVICULAIRE

MAINTIEN


INDICATIONS

Pour les affections du thorax pouvant bénéficier d'un maintien des épaules en rétro-pulsion, notamment dans les cas suivants :

- Fractures et luxations de la clavicule.
- Problèmes de posture.

LES ATOUTS

- Facilité de mise en place : réglage par boucle coulissante.
- Maintient la bonne posture.



D
CIRCONFÉRENCE DE LA POITRINE
Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence de la poitrine en cm	EAN	PHARMACODE
4222	Noir	0 JUNIOR	45 - 55	3322541007995	4791607
		1 JUNIOR	55 - 65	3322541008008	4791599

LiMA : 22.09.05.00.1



MANUGIB® TRAUMA POIGNET



LARGE ÉCLISSE
PALMAIRE
ADAPTABLE



3 SANGLES DE
SERRAGE

IMMOBILISATION


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Entorses et foulures légères à modérées.
- Bursite.
- Sevrage après plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Large éclisse palmaire adaptable.
- 3 sangles de serrage.
- Degrés de liberté complet des doigts.



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

6

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6508	Noir	0D JUNIOR	11 - 13	3322541015747	5651305
		0G JUNIOR	11 - 13	3322541015754	5651311

LiMA : 22.07.03.00.1



MANUGIB® TRAUMA POIGNET LONGUE



IMMOBILISATION
DES MOUVEMENTS
DU POIGNET



ÉCLISSE
CONFORMABLE

IMMOBILISATION


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants :

- Foulures et entorses légères à sévères.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Autres lésions des tissus mous.

LES ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Éclisse palmaire rigide de forme anatomique.
- Éclisse conformable large et capitonnée.



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

6

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6649	Bleu	0D JUNIOR	10-14	3322541028976	6623966
		0G JUNIOR	10-14	3322541028983	6623972

LiMA : 22.07.03.00.1



MANUGIB® TRAUMA POIGNET-POUCE



IMMOBILISATION
DES MOUVEMENTS DU
POIGNET & DU POUCE



ÉCLISSE
CONFORMABLE

IMMOBILISATION


INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction des mouvements du poignet et du pouce, notamment dans les cas suivants :

- Traumatisme au niveau du poignet / pouce.
- Période de sevrage après immobilisation par plâtre.
- Utilisation post-opératoire.
- Pouce du skieur.
- Autres lésions des tissus mous.
- Lésion due à une surutilisation du poignet/pouce.

LES ATOUTS

- Pelote de confort qui comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage.
- Éclisses amovibles conformables.



CIRCONFÉRENCE DU POIGNET
Mesurer la circonférence du poignet en dessous des styloïdes.

6

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence du poignet en cm	EAN	PHARMACODE
6650	Bleu	0D JUNIOR	10-14	3322541029034	6623883
		0G JUNIOR	10-14	3322541029041	6623908

LiMA : 22.07.03.00.1

ATTELLE DE GENOU 3-PANS 0° UNIVERSELLE

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une immobilisation du genou, notamment dans les cas suivants :


- Lésions traumatiques au genou.
- Immobilisation d'urgence.
- Immobilisation pré/post-opératoire du genou.

LES ATOUTS

- Sangle de pré-positionnement.
- Attelle 3 pans : réglable en largeur.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.

Réf.	Coloris	Taille	Longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet en cm	EAN	PHARMACODE
6910	Noir	0 JUNIOR	30	3322541070531	7826024

LiMA : 22.04.03.00.1



LONGUEUR CUISSE / MOLLET
Mesurer la longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet.

ATTELLE DE GENOU 1-PAN 0°/20° STANDARD

IMMOBILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une immobilisation du genou, notamment dans les cas suivants :


- Lésions traumatiques au genou.
- Immobilisation d'urgence.
- Immobilisation pré/post-opératoire du genou.

LES ATOUTS

- Sangle de pré-positionnement.
- 4 sangles hémicirculaires.
- Pictos sur les sangles pour indiquer l'ordre de serrage.
- Baleines latérales amovibles 0° ou 20° de flexion.

Réf.	Coloris	Taille	Circonférence 20 cm au-dessus du centre de la rotule (Patella) en cm	Longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet en cm	EAN	PHARMACODE
6911	Noir	0 JUNIOR	30-40	30	3322541070586	7826029

LiMA : 22.04.03.00.1



LONGUEUR CUISSE MOLLET ET CIRCONFÉRENCE CUISSE
Mesurer la longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet.
Mesurer la circonférence à 20 cm au-dessus de la rotule.

ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE JUNIOR

STABILISATION

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction en inversion / éversion de la cheville, notamment dans les cas suivants :

- Entorses aiguës de cheville légères à sévères.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Sevrage après période d'immobilisation par plâtre ou botte de marche.
- Réhabilitation des blessures de la cheville et / ou utilisation post-chirurgicale.

LES ATOUTS

- Coques rigides anatomiques bilatérales.
- Mousse résiliente.
- Bras de levier adapté à la morphologie de l'enfant.

Réf.	Coloris	Pointure (< 35)	EAN	PHARMACODE
6597	Noir	1 JUNIOR	3322541015716	5651268

LiMA : 22.02.01.00.1

NOUS CONTACTER

SERVICE CLIENTS

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Tél. **022 328 06 00** • Fax **022 328 02 74** • gibaudsuisse@gibaud.com

GIBAUD (SUISSE) SA - Rue Gourgas 23 - 1205 Genève

SERVICE DE LIVRAISON DIRECTE

Toutes les commandes reçues avant 15h sont expédiées le jour même par Postpac Priority.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser les pharmacodes.

Pas de ventes aux particuliers.

RETOUR DE MARCHANDISES

Seules des marchandises facturées par GIBAUD (Suisse) SA, Rue Gourgas 23, 1205 Genève peuvent être renvoyées à cette adresse. Dans le cas d'un retour imputable à la Société Gibaud : Echange ou note de crédit à 100% de la valeur d'achat. Dans le cas d'un retour imputable au client :

Après accord de la Société ou du délégué médical, et pour autant que le produit et l'emballage soient en parfait état, échange aux conditions suivantes :

Produits de moins de 5 ans et encore au catalogue : -20% de frais de remise en stock

Commande à choix (2 articles maximum) : retour d'un article dans les 15 jours suivant la réception des produits, crédit à 100% de la valeur d'achat. Si retour des 2 articles ou délai dépassé : -20% de frais de remise en stock

Les produits «sur demande» ne font pas l'objet de retour, hors défaut de fabrication.

TOUS NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE VOTRE GROSSISTE

GIBAUD

www.gibaud.ch

SUIVEZ-NOUS :



Une société
du groupe
Innothera



SWISS MEDTECH

NUMÉRO DE CLIENT



Réf. CATSUI

7352104

Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la boîte ou la notice de vos produits. Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe 1. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d'approbation : février 2024.

Sous réserve d'erreurs d'impression ou de mises à jour tarifaires. Gibaud se réserve le droit de modifier sans préavis les produits de ce catalogue de vente. Visuels non contractuels.



Catalogue général SUISSE 2024-2025